Tubos de centrífuga Falcon® 15 y 50 ml

FALCON® A Corning Brand







Volumen (ml)	15				50	
Ø ext. (mm)	17				29,72	
Ø int. (mm)	14,66				27,81	
Al. sin tapón (mm)	118,8				114,55	
Al. con tapón (mm)	120,75				115,8	
Material	Polipropileno ; tapón de HDPE	Polipropileno ; tapón de HDPE	Poliestireno; tapón de HDPE	Poliestireno; tapón de HDPE	Polipropileno ; tapón de HDPE	Polipropileno ; tapón de HDPE
Estéril	Sí				Sí	
Autoclavable	No				No	
Velocidad máx. de centrifugación (g)	12000	12000	1800	1800	16000	16000
Faldón	No				No	
Graduaciones	Sí (incrementos de 0,5 ml)				Sí (incrementos de 2,5 ml)	
Área de marcado	Sí				Sí	
Color	Transparente				Transparente	
Temperatura de uso	-80 °C a +121 °C				-80 °C a +121 °C	
Especificidad	- Libre de DNasa y RNasa, libre de endotoxinas y no citotóxico - Envase médico garantiza una perfecta esterilidad - Superficie hidrofóbica y biológicamente inerte para una mejor recuperación de células y proteínas	- Libre de DNasa y RNasa, libre de endotoxinas y no citotóxico - Envase médico garantiza una perfecta esterilidad - Superficie hidrofóbica y biológicamente inerte para una mejor recuperación de células y proteínas - Rack con marcado alfanumérico y ventana para visualizar el contenido del tubo	- Libre de DNasa y RNasa, libre de endotoxinas y no citotóxico - Envase médico garantiza una perfecta esterilidad - Superficie hidrofóbica y biológicamente inerte para una mejor recuperación de células y proteínas	- Libre de DNasa y RNasa, libre de endotoxinas y no citotóxico - Envase médico garantiza una perfecta esterilidad - Superficie hidrofóbica y biológicamente inerte para una mejor recuperación de células y proteínas - Rack con marcado alfanumérico y ventana para visualizar el contenido del tubo	- Libre de DNasa y RNasa, libre de endotoxinas y no citotóxico - Envase médico garantiza una perfecta esterilidad - Superficie hidrofóbica y biológicamente inerte para una mejor recuperación de células y proteínas	- Libre de DNasa y RNasa, libre de endotoxinas y no citotóxico - Envase médico garantiza una perfecta esterilidad - Superficie hidrofóbica y biológicamente inerte para una mejor recuperación de células y proteínas - Rack con marcado alfanumérico y ventana para visualizar el contenido del tubo
Unid./caja	10 bolsas de 50 tubos	10 gradillas de 50 tubos	10 bolsas de 50 tubos	10 gradillas de 50 tubos	20 bolsas de 25 tubos	20 gradillas de 25 tubos
Ref. tapón Azul	**352096**	**352097**	**352095**	**352099**	**352070**	**352098**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

