Tubos de centrífuga 15 y 50 ml Corning®

CORNING



Volumen (ml)	15					
Ø (mm)	17,5					
Altura (mm)	118,5					
Material	PET; tapón de HDPE		Polipropileno ; tapón de HDPE			
Estéril	Sí					
Tipo de tapón	Con rosca con junta	Con rosca con junta	Con rosca con junta	Con rosca con junta	CentriStar™	CentriStar™
Autoclavable	No					
Velocidad máx. de centrifugación (g)	3600	3600	12000	12000	12500	12500
Faldón	No					
Graduaciones ext. (mm)	Sí (incrementos de 0,5ml entre 1,5ml y 14,5ml)					
Área de marcado	Sí					
Color	Translúcido					
Temperatura de uso	-	-	-	-	-80 °C a +120 °C	-80 °C a +120 °C
Especificidad	Libre de DNasas y RNasas, endotoxinas; no citotóxico; probado 95kPa				Diseño del tapón para facilitar la manipulación, la apertura y el cierre y el sellado perfecto; Libre de DNasa y RNasa, libre de endotoxinas; No citotóxico	
Unid./caja	10 bolsas de 50 tubos	10 gradillas de 50 tubos	10 bolsas de 50 tubos	10 gradillas de 50 tubos	10 bolsas de 50 tubos	10 gradillas de 50 tubos
Ref. tapón Naranja	**430055**	**430053**	**430766**	**430052**	**430791**	**430790**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Volumen (ml)	50						
Ø (mm)	29,1						
Altura (mm)	114,4	114,4	114,4	114,9	114,4	114,4	115,08
Material	PET; tapón de HDPE	Polipropileno ; tapón de HDPE		Polipropileno; tapón de polietileno	Polipropileno ; tapón de HDPE		Polipropileno; tapón de polietileno
Estéril	Sí						
Tipo de tapón	Con rosca con junta				CentriStar™		
Autoclavable	No						
Velocidad máx. de centrifugación (g)	3600	15500	15500	3000	17000	17000	3000
Faldón	No	No	No	Sí	No	No	Sí
Graduación	Sí (incrementos de 2,5ml entre 5ml y 50ml)						
Área de marcado	Sí						
Color	Translúcido						
Temperatura de uso	-	-	-	-	-80 °C a +120 °C	-80 °C a +120 °C	-80 °C a +120 °C
Especificidad	Libre de DNasas y RNasas, endotoxinas; no citotóxico; probado 95kPa				Diseño del tapón para facilitar la manipulación, la apertura y el cierre y el sellado perfecto; Libre de DNasa y RNasa, libre de endotoxinas; No citotóxico		
Unid./caja	20 gradillas de 25 tubos	20 bolsas de 25 tubos	20 gradillas de 25 tubos	20 bolsas de 25 tubos	20 bolsas de 25 tubos	20 gradillas de 25 tubos	20 bolsas de 25 tubos
Ref. tapón Naranja	**430304**	**430291**	**430290**	**430897**	**430829**	**430828**	**430921**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB