Tubos de centrífuga Greiner Bio-One de 15 y 50 ml






Volumen (ml)	15							
Ø ext. (mm)	16,95							
Ø int. (mm)	15,16							
Altura Sin tapón (mm)	119,5							
Altura con tapón (mm)	120,5							
Material	Poliestireno; tapón de HDPE			Polipropileno ; tapón de HDPE				
Estéril	Sí							
Autoclavable	No			Sí (sin tapón)				
Velocidad máx centrifugación (g)	4500			15000				
Faldón	No							
Graduaciones	Sí (incremento 0,5)			Sí (incremento 0,5)				
Área de marcado	Sí							
Color	Transparente			Negro				
Temp. uso	-20 °C a +60 °C			-196 °C a +121 °C				
Especificidad	Libre de DNasas y RNasas, ADN humano, endotoxinas y metales pesados; no citotóxico		Envase triple ideal para aplicaciones en salas blancas; libre de RNasa, DNasa, ADN humano y pirógenos; no citotóxico	Libre de DNasas y RNasas, ADN humano, endotoxinas y metales pesados; no citotóxico				
Unid./caja	10 bolsas de 100 tubos	10 gradillas de 50 tubos	100 envases triples en un paquete de 5 tubos	1 bolsa de 100 tubos	10 bolsas de 100 tubos	1 rack de 50 tubos	10 gradillas de 50 tubos	
Ref. tapón azul	**188171**	**188161**	**188271TRI**	**188280A**	**188280**	**188283A**	**188283**	
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	








Volumen (ml)	50								
Ø ext. (mm)	29,5								
Ø int. (mm)	27,48								
Altura sin tapón (mm)	114,5	114,5	114,5	115,5	115,5	114,5	114,5	114,5	114,5
Altura con tapón (mm)	115,5	115,5	115,5	116,5	116,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Material	Polipropileno ; tapón de HDPE								
Estéril	Sí								
Autoclavable	Sí (sin tapón)	Sí (sin tapón)	Sí (sin tapón)	No	No	Sí (sin tapón)	Sí (sin tapón)	Sí (sin tapón)	Sí (sin tapón)
Velocidad máx centrifugación (g)	17000	17000	17000	11500	11500	9000	9000	9000	9000
Faldón	No	No	No	Sí	Sí	No	No	No	No
Graduaciones	Sí (incrementos de 2,5 ml)								
Área de marcado	Sí								
Color	Translúcido					Negro			
Temp. uso	-196 °C a +121 °C								
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, ADN humano y endotoxinas; no citotóxico		Triple envase ideal para aplicaciones en salas limpias; libre de DNasa, RNasa, ADN humano y endotoxinas; no citotóxico	Libre de DNasas, RNasas, ADN humano y endotoxinas; no citotóxico					
Unid./caja	20 bolsas de 25 tubos	12 racks de 25 tubos	50 triples envases de 5 tubos	18 bolsas de 25 tubos	12 gradillas de 25 tubos	1 bolsa de 20 tubos	25 bolsas de 20 tubos	Rack de 25 tubos	12 gradillas de 25 tubos
Ref. tapón azul	**227261**	**227270**	**227261TRI**	**210261**	**210270**	**227280A**	**227280**	**227283A**	**227283**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**