Tubos de centrífuga de 15 y 50 ml Nunc™



Volumen (ml)	15	15	15		50	
Ø ext. (mm)	17		17		30	
Altura (mm)	120		120		115	
Material	Polipropileno		Polipropileno		Polipropileno	
Estéril	No		Sí		Sí	
Autoclavable	Sí		No		No	
Velocidad máx centrifugación (g)	8500		10500		17000	
Faldón	Sí		No		No	
Graduación	Sí		Sí		Sí	
Área de marcado	Sí		Sí		Sí	
Color	-	-	Translúcido		Translúcido	
Especificidad	Libre de DNasas y RNasas	Libre de DNasas y RNasas	Libre de DNasas y RNasas y endotoxinas; no citotóxico; USP clase VI	Libre de DNasa, RNasa y endotoxinsa; no citotóxico; clase USP VI; rack de plástico reciclable	Libre de DNasas y RNasas y endotoxinas; no citotóxico; USP clase VI	Libre de DNasa, RNasa y endotoxina; no citotóxico; clase USP VI; rack de plástico reciclable
Unid./caja	10 bolsas de 50 tubos	10 gradillas de 50 tubos	10 bolsas de 50 tubos	20 gradillas de 25 tubos	20 bolsas de 25 tubos	12 gradillas de 25 tubos
Ref.	**056169**	**056170**	**056770**	**056771**	**056772**	**056773**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubos de centrífuga 15 y 50 ml TPP®



Volumen (ml)	15				50			
Ø ext. (mm)	17,1				30			
Altura (mm)	120				115			
Material	Polipropileno; tapón de polietileno			Poliestireno; tapón de polietileno	Polipropileno; tapón de polietileno			
Estéril	Sí				Sí			
Autoclavable	No				No			
Velocidad máx centrifugación (g)	15500	15500	15500	1700	15500	15500	15500	15500
Faldón	No	No	No	No	No	No	No	Sí
Graduación	Sí (incrementos de 0,1 ml a 0,5 ml y de 0,5 ml a 15 ml)				Sí (incrementos de 0,5 ml hasta 2 ml; 2,5 ml hasta 50 ml)			
Área de marcado	Sí en el tubo + etiqueta en el tapón				Sí en el tubo + etiqueta en el tapón			
Color	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Transparente	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Translúcido
Temp. uso	-190 °C a +120 °C	-190 °C a +120 °C	-190 °C a +120 °C	-40 °C a +75 °C	-190 °C a 120 °C	-190 °C a 120 °C	-190 °C a +110 °C	-190 °C a 120 °C
Especificidad	Libre de DNasas y RNasas, endotoxinas (<0,06EU/ml) ; libre de TSE/BSE				Libre de DNasas y RNasas, endotoxinas <0,06EU/ml ; libre de TSE/BSE			
Unid./caja	20 bolsas de 40 tubos	10 gradillas de 30 tubos	100 tubos en envase triple	20 bolsas de 40 tubos	18 bolsas de 20 tubos	10 gradillas de 20 tubos	100 tubos en envase triple	16 bolsas de 20 tubos
Ref. Tapón amarillo	**191015**	**191017**	**191015T**	**191115**	**191050**	**191018**	**191050T**	**191051**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubos de centrífuga para la determinación de la densidad celular TPP

- Alternativa al recuento manual para la determinación de la densidad celular en cultivos en suspensión
- Se coloca una muestra de células en el tubo y se centrifuga durante 1 minuto a 2500g. El volumen del pellet así formado permitirá determinar la densidad celular
- Amplia gama de recuento : 10^5 células/ml a 10^7 células/ml

+ info en nuestras WEB

Ref.	Descripción	ø x al (mm)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
187005	Tubo 1 ml PS graduado sin tapón	10,5 x 43	50	250	**NC -**
187007	Tubo 1 ml PS no graduado sin tapón	10,5 x 43	50	150	**NC -**
187008	Tapón PE	ø 13,5	50	150	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB