Tubos de centrífuga 15 y 50 ml ClearLine®



Volumen (ml)	15			50			
Ø ext. (mm)	17			30			
Altura (mm)	120			115			
Material	Polipropileno			Polipropileno			
Estéril	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Autoclavable	Sí			Sí			
Velocidad máx centrifugación (g)	12000			12000			
Faldón	No			No	No	No	Sí
Graduaciones	Sí (incrementos de 0,5 ml)			Sí (incrementos de 2,5 ml)			
Área de marcado	Sí			Sí			
Color	Transparente			Transparente			
Temperatura de uso	-80 °C a +121 °C			-80 °C a +121 °C			
Especificidad	Libre de DNasas y RNasas, endotoxinas <0,05EU/ml ; prueba de fugas realizada en cada tubo	Libre de DNasas y RNasas, endotoxinas <0,05EU/ml ; prueba de fugas realizada en cada tubo; bolsa resellable		Libre de DNasas y RNasas, de endotoxinas <0,05EU/ml; prueba de fugas realizada en cada tubo; baja retención de proteínas; bolsa resellable	Libre de DNasas y RNasas, endotoxinas <0,05EU/ml ; prueba de fugas realizada en cada tubo; baja retención de proteínas	Libre de DNasas y RNasas, de endotoxinas <0,05EU/ml; prueba de fugas realizada en cada tubo; bolsa resellable	
Unid./caja	20 racks de 25	20 bolsas de 25	20 bolsas de 25	20 bolsas de 25	20 racks de 25	20 bolsas de 25	20 bolsas de 25
Ref. tapón verde	**131038C**	**131040C**	**131042C**	**131032C**	**131135C**	**131034C**	**131036C**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubos de centrífuga 15 y 50 ml SPL



Volumen (ml)	15				50			
Ø (mm)	16,9				30			
Altura (mm)	119,2				115			116
Material	Poliestireno; tapón de HDPE	Poliestireno; tapón de HDPE	Polipropileno ; tapón de HDPE	Polipropileno ; tapón de HDPE	Polipropileno ; tapón de HDPE			
Estéril	Sí				Sí			
Autoclavable	No				No			
Velocidad máx centrifugación (g)	3000	3000	13000	13000	14000	20000	14000	14000
Faldón	No				No	No	No	Sí
Graduaciones	Sí				Sí			
Área de marcado	Sí				Sí			
Color	Translúcido				Translúcido			
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, ADN, y endotoxinas ; no citotóxico							
Unid./caja	10 bolsas de 50 tubos	20 gradillas de 25 tubos	10 bolsas de 50 tubos	20 gradillas de 25 tubos	20 bolsas de 25 tubos	10 bolsas de 10 tubos	12 racks de 25 tubos	20 bolsas de 25 tubos
Ref. tapón verde	**330110**	**330115**	**330109**	**330114**	**330111**	**330113**	**330116**	**330112**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Astucia

Encuentre el resto de nuestra gama de tubos de centrífuga en nuestra sección Tubos y gradillas