

Otros tubos de centrífuga de 15 y 50 ml



Volumen (ml)	15				50				
Ø (mm)	17				30				
Altura (mm)	120				115				
Material	Polipropileno; tapón de polietileno				Polipropileno; tapón de polietileno				
Estéril	Sí				Sí	Sí	Sí	Sí	No
Autoclavable	Sí, sin tapón				Sí, sin tapón				
Velocidad máx. centrifugación (g)	12000				16000				
Faldón	No				No				
Graduación	Sí				Sí				
Área de marcado	Sí y, posibilidad de marcar en la tapa				Sí y, posibilidad de marcar en la tapa				
Color	Translúcido				Translúcido				
Temperatura de uso	- 80 °C a +120 °C				- 80 °C a +120 °C				
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, ADN, y endotoxinas ; no citotóxico								
Unid./caja	20 bolsas de 25 tubos	12 gradillas de polipropileno de 25 tubos	6 gradillas de poliestireno de 50 tubos	12 gradillas de cartón de 25 tubos	12 gradillas de polipropileno de 25 tubos	20 bolsas resellables de 25 tubos	12 gradillas de poliestireno de 25 tubos	12 gradillas de cartón de 25 tubos	12 gradillas de cartón de 25 tubos
Ref. tapón verde	**978521**	**978500**	**978495**	**978497**	**978502**	**978522**	**978496**	**978498**	**978499**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Volumen (ml)	15				50			
Ø (mm)	17				30			
Altura (mm)	120				115			
Material	Polipropileno; tapón de polietileno				Polipropileno; tapón de polietileno			
Estéril	Sí				Sí			
Tipo de tapón	Con rosca: Flip top de polietileno con junta integrada		Snap		Con rosca: Flip top de polietileno con junta integrada		Snap	
Autoclavable	Sí, sin tapón	Sí, sin tapón	Sí	Sí	Sí, sin tapón	Sí, sin tapón	Sí	Sí
Velocidad máx. centrifugación (g)	9400	9400	5500	1000	9400	9400	5500	1000
Faldón	No	No	No	Sí	No	No	No	Sí
Graduación	Sí impresa con una precisión de +/- 2%; moldeado en el fondo cónico	Sí impreso; precisión +/- 2%	Sí moldeado; incrementos de 0,5 ml	Sí moldeado; incrementos de 0,5 ml	Sí impresa con una precisión de +/- 2%; moldeado en el fondo cónico	Sí impresa con una precisión de +/- 2%; moldeado en el fondo cónico	Graduaciones moldeadas; incrementos de 2,5 ml	Graduaciones moldeadas; incrementos de 2,5 ml
Área de marcado	Sí				Sí			
Color	Translúcido				Translúcido			
Especificidad	Tapón ergonómico diseñado para su uso con una sola mano; las graduaciones moldeadas en el fondo del tubo son ideales para ver el pellet o identificar pequeños volúmenes	Tapón ergonómico para manejarla con una sola mano	Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas	Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas	Tapa ergonómica diseñada para su uso con una sola mano; las graduaciones moldeadas en el fondo del tubo son ideales para ver el pellet o identificar pequeños volúmenes		Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas	Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas
Unid./caja	20 gradillas de 25 tubos	20 bolsas de 25 tubos	10 bolsas de 50 tubos	10 bolsas de 50 tubos	20 gradillas de 25 tubos	20 bolsas de 25 tubos	10 bolsas de 25 tubos	10 bolsas de 25 tubos
Ref. tapón natural	**978492**	**978493**	**-**	**-**	**978383**	**978384**	**-**	**-**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**
Ref. tapón verde	**-**	**-**	**978449**	**978450**	**-**	**-**	**978451**	**978452**
€/caja	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB