Tubos de centrífuga gran volumen Falcon®

FALCON® A Corning Brand



Volumen (ml)	175	225
Ø (mm)	60,71	
Altura sin tapón (mm)	118,11	137,16
Altura con tapón (mm)	120,35	139,4
Material	Polipropileno ; tapón de HDPE	
Estéril	Sí	
Fondo	Cónico	
Autoclavable	No	
Velocidad máx centrifugación (g)	7500	
Graduación	Sí (incrementos de 10 ml)	
Área de marcado	No	
Temperatura de uso	-196 °C a +121 °C	
Especificidad	Superficie hidrofóbica y biológicamente inerte	
Unid./caja	6 bolsas de 8 Botellas	6 bolsas de 8 Botellas
Ref. tapón Azul	**352076**	**352075**
€/caja	**NC -**	**NC -**



Ref. adaptador para centrifugado	**352090**
Unid./caja	8 adaptadores
€/caja	**NC -**

Tubos de centrífuga gran volumen Corning®

CORNING



Volumen (ml)	250	500
Ø (mm)	59,69	-
Altura (mm)	161	-
Material	Polipropileno; tapón de polietileno	
Estéril	Sí	
Fondo	Cónico	
Autoclavable	No	
Velocidad máx centrifugación (g)	6000	
Graduación	Sí	
Área de marcado	No	
Temperatura de uso	-196 °C a +121 °C	
Especificidad	Sin endotoxinas	
Unid./caja	17 bolsas de 6 Botellas	6 bolsas de 6 Botellas
Ref. tapón Naranja	**430776**	**431123**
€/caja	**NC -**	**NC -**



Para frasco de	250 ml	500 ml
Ref. adaptador para centrifugado	**430236**	**431124**
Unid./caja	Bolsa de 6 Adaptadores	Bolsa de 6 Adaptadores
€/caja	**NC -**	**NC -**

Tubos de centrífuga de gran volumen Corning®

CORNING









Volumen (ml)	250				500			
Ø (mm)	60	60	62	62	68	68	69	69
Altura (mm)	130	128	131	129	168	167	170	169
Material	Polipropileno	Polipropileno	Policarbonato; tapón de polipropileno	Policarbonato; tapón de polipropileno	Polipropileno	Polipropileno	Policarbonato; tapón de polipropileno	Policarbonato; tapón de polipropileno
Estéril	Sí							
Tipo de tapón	Con junta	Estándar	Con junta	Estándar	Con junta	Estándar	Con junta	Estándar
Fondo	Plano							
Autoclavable	Sí							
Velocidad máx centrifugación (g)	13500	8250	13500	8250	13500	8250	13500	8250
Graduación	Sí							
Área de marcado	No							
Unid./caja	9 bolsas de 4 Botellas	9 bolsas de 4 Botellas	9 bolsas de 4 Botellas	9 bolsas de 4 Botellas	6 bolsas de 4 Botellas	6 bolsas de 4 Botellas	6 bolsas de 4 Botellas	6 bolsas de 4 Botellas
Ref. tapón Naranja	**00431840**	**00431841**	**00431842**	**00431843**	**00431844**	**00431845**	**00431846**	**00431847**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**