Tubo de centrífuga de gran volumen Nunc™

Volumen (ml)	250
Ø (mm)	59,7
Altura (mm)	144,2
Material	Polipropileno; tapón de polietileno
Estéril	Sí
Fondo	Cónico
Autoclavable	Sí
Velocidad máx centrifugación (g)	10000
Graduación	No
Área de marcado	No
Especificidad	Libre de DNasas y RNasas y endotoxinas; conforme USP clase VI
Unid./caja	10 bolsas de 40 tubos
Ref. tapón Azul	**056886**
€/caja	**NC -**



Tubos de centrífuga volumen Nunc™

Volumen (ml)	250	500
Ø (mm)	60	95
Altura (mm)	162	155
Material	Polipropileno	
Estéril	Sí	
Fondo	Cónico	
Autoclavable	No	
Velocidad máx centrifugación (g)	7000	8000
Graduación	Sí	
Área de marcado	No	
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, ADN humano, de endotoxinas	
Unid./caja	8 bolsas de 6 tubos	6 bolsas de 6 tubos
Ref. tapón Azul	**056922**	**056923**
€/caja	**NC -**	**NC -**



Tubos de centrífuga de gran volumen Jet Biofil

Volumen (ml)	225	250	500	
Ø (mm)	61	61	95	95
Altura (mm)	137	161	155	147,50
Material	Tapón de polipropileno, tapón de HDPE			
Estéril	Sí			
Fondo	Cónico			
Autoclavable	Sí	Sí	Sí	Sí
Velocidad máx centrifugación (g)	7500	6000	6000	6000
Graduación	Sí	Sí	Sí	Sí
Área de marcado	No	No	No	No
Temperatura de uso	- 80 °C a + 121 °C			
Especificidad	Libre de DNasas y RNasas, endotoxinas y látex			
Unid./caja	8 bolsas resellables de 6 tubos		6 bolsas resellables de 6 tubos	
Ref. tapón verde	**862078**	**862388**	**862345**	**862345B**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Astucia

Más información sobre nuestras gamas de tubos de centrífuga en nuestra sección Tubos y gradillas

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB