
Tubos de cultivo con tapón de doble posición Falcon®

FALCON® A Corning Brand



Volumen (ml)	5							14		
Ø ext. (mm)	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	17,6	17,6	17,6
Ø int. (mm)	10,72	10,72	10,72	10,72	10,62	10,62	10,62	15,77	15,77	15,77
Altura sin tapón (mm)	75,54	75,54	75,54	75,54	73,79	73,79	73,79	95,58	94,82	94,82
Altura con tapón (mm)	76,22	76,22	-	-	74,54	-	-	96,09	96,09	-
Material	Poliestireno; tapón de LDPE	Poliestireno; tapón de LDPE	Poliestireno	Poliestireno	Polipropileno ; tapón de LDPE	Polipropileno	Polipropileno	Poliestireno; tapón de LDPE	Polipropileno ; tapón de LDPE	Polipropileno
Estéril	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Fondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo
Tapón	Sí	Sí	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí	No
Tipo de tapón	Snap; doble posición	Snap; doble posición con tamiz de 35 µm	-	-	Snap; doble posición	-	-	Snap; doble posición	Snap; doble posición	-
Autoclavable	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Velocidad máx centrifugación (g)	1400	1400	1400	1400	3000	3000	3000	1400	3000	3000
Graduación	No	No	No	No	No	No	No	Sí; moldeado	Sí; serigrafiado	Sí; serigrafiado
Área de marcado	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Color	Transparente	Transparente	Transparente	Transparente	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Transparente	Translúcido	Translúcido
Temperatura de uso	+4 °C à +60 °C	+4 °C à +60 °C	+4 °C à +60 °C	+4 °C à +60 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C	+4 °C à +60 °C	-80 °C à +121 °C	-80 °C à +121 °C
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas <0,1EU/ml; Superficie hidrófoba y biológicamente inerte			Libre de DNasa y RNasa; superficie hidrofóbica y biológicamente inerte	Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas <0,1EU/ml; Superficie hidrófoba y biológicamente inerte		Libre de DNasa y RNasa; superficie hidrofóbica y biológicamente inerte	Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas <0,1EU/ml; Superficie hidrófoba y biológicamente inerte		
Ref.	**352003**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**352001**	**352006**	**-**
Unid./caja	500 tubos envasados individualmente									
€/caja	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**	**-**
Ref.	**352054**	**-**	**352052**	**-**	**-**	**352053**	**-**	**352051**	**-**	**352018**
Unid./caja	8 bolsas de 125 tubos									
€/caja	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**	**-**	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**	**NC -**
Ref.	**352058**	**352235**	**-**	**-**	**352063**	**-**	**-**	**352057**	**352059**	**-**
Unid./caja	20 blisters de 25 tubos									
€/caja	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**	**NC -**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**	**-**
Ref.	**-**	**-**	**-**	**352008**	**-**	**-**	**352002**	**-**	**-**	**-**
Unid./caja	Bolsas de 1000 tubos									
€/caja	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**-**	**-**	**NC -**	**-**	**-**	**-**

Tapón snap doble posición



Ref.	**352032**
Unid./caja	2000
€/caja	**NC -**