Tubos de cultivo con tapón doble posición Greiner Bio-One







Volumen (ml)	4,5		5	14		
Ø ext. (mm)	12,4	12,4	12	18	18	18
Ø int. (mm)	10	10	10	15	15	15
Altura (mm)	75	75	75	95	95	95
Material	Poliestireno; tapón de HDPE		Polipropileno ; tapón de LDPE	Poliestireno; tapón de HDPE		Polipropileno ; tapón de LDPE
Estéril	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Fondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo
Tapón	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de tapón	Snap doble posición					
Autoclavable	No	No	Sí (sin tapón)	No	No	Sí (sin tapón)
Velocidad máx centrifugación (g)	5000	5000	34000	5500	5500	34000
Graduación	No	No	Sí (incrementos de 1 ml)	No	No	Sí (incrementos de 1 ml)
Área de marcado	No	No	No	No	No	Sí
Color	Translúcido	Translúcido	Translúcido	Transparente	Transparente	Translúcido
Temperatura de uso	- 20 °C a +60 °C	- 20 °C a +60 °C	-196 °C a +121 °C	- 20 °C a +60 °C	- 20 °C a +60 °C	-196 °C a +121 °C
Especificidad	Libre de RNasas, DNasas, ADN humano y pirógenos; no citotóxico	Tratado cultivo; libre de RNasa, DNasa, ADN humano y pirógenos; no citotóxico	Libre de RNasas, DNasas, ADN humano y pirógenos; no citotóxico	Tratado cultivo; libre de RNasa, DNasa, ADN humano y pirógenos; no citotóxico	Libre de RNasas, DNasas, ADN humano y pirógenos; no citotóxico	Libre de RNasas, DNasas, ADN humano y pirógenos; no citotóxico
Ref.	**120161**	**120160**	**115261**	**-**	**-**	**187261**
Unid./caja	1000 tubos envasados individualmente					
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**	**NC -**
Ref.	**-**	**-**	**-**	**191160**	**191161**	**-**
Unid./caja	750 tubos envasados individualmente					
€/caja	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**	**-**
Ref.	**120180**	**120190**	**115262**	**-**	**-**	**-**
Unid./caja	80 bolsas de 25 tubos					
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**	**-**
Ref.	**-**	**-**	**-**	**-**	**191180**	**187262**
Unid./caja	40 bolsas de 25 tubos					
€/caja	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**

Tubo de cultivo con tapón de doble posición Nunc™

Volumen (ml)	7
Ø (mm)	14
Altura (mm)	100
Material	Poliestireno; tapón de polietileno
Estéril	Sí
Fondo	Redondo
Tipo de tapón	Snap; doble posición
Autoclavable	No
Velocidad máx centrifugación (g)	-
Graduación	No
Área de marcado	No
Temperatura de uso	-
Especificidad	Tratamiento Nunclon Delta®
Ref.	**055053**
Unid./caja	6 bolsas de 100 tubos
€/caja	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB