Tubos de cultivo con tapón de doble posición Simport®






Volumen (ml)	5		14	
Ø (mm)	12		17	
Altura (mm)	75		95	
Material	Poliestireno	Polipropileno	Poliestireno	Polipropileno
Estéril	Sí		Sí	
Fondo	Redondo		Redondo	
Tipo de tapón	Snap; doble posición		Snap; doble posición	
Autoclavable	No		No	
Velocidad máx centrifugación (g)	1400	3000	1400	3000
Graduación	Sí		Sí	
Área de marcado	Sí		Sí	
Temperatura de uso	20 °C a +70 °C	-190 °C a +121 °C	20 °C a +70 °C	-190 °C a +121 °C
Ref.	**039219**	**039225**	**039222**	**039228**
Unid./caja	500 tubos envasados individualmente			
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref.	**039220**	**039226**	**-**	**-**
Unid./caja	20 bandejas pelables de 25 tubos			
€/caja	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**
Ref.	**039221**	**-**	**039224**	**-**
Unid./caja	8 bandejas pelables de 125 tubos			
€/caja	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**
Ref.	**040760**	**040762**	**040763**	**040765**
Unid./caja	20 bolsas de 25 tubos			
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref.	**040761**	**-**	**040764**	**-**
Unid./caja	8 bolsas de 125 tubos			
€/caja	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**

Otros tubos de cultivo con tapón Snap de doble posición




Volumen (ml)	5					
Ø (mm)	12					
Altura (mm)	75					
Material	Poliestireno					
Estéril	Sí				No	Sí
Fondo	Redondo					
Tipo de tapón	Snap; doble posición con tamiz de 35 µm	Snap; doble posición con tamiz de 35 µm	Snap; doble posición	-	-	Snap doble posición
Autoclavable	No					
Velocidad máx centrifugación (g)	-	-	-	-	-	8200
Graduación	No					
Área de marcado	No					
Color	Transparente					
Especificidad	Libre de RNasa, DNasa y endotoxinas, apto para citometría de flujo				-	-
Ref.	**062977**	**-**	**062978**	**-**	**-**	**064297**
Unid./caja	20 bolsas de 25 tubos					
€/caja	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**	**-**	**NC -**
Ref.	**-**	**162636**	**-**	**-**	**-**	**064298**
Unid./caja	500 tubos envasados individualmente					
€/caja	**-**	**NC -**	**-**	**-**	**-**	**NC -**
Ref.	**-**	**-**	**-**	**062979**		**-**
Unid./caja	4 Bandejas de 250 tubos					
€/caja	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**-**	**-**
Ref.	**-**	**-**	**-**	**-**	**062981**	**-**
Unid./caja	Bolsa de 4000					
€/caja	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**-**