Otros tubos de cultivo con tapón Snap doble posición (continuación)







Volumen (ml)	5					
Ø (mm)	12					
Altura (mm)	75					
Material	Poliestireno; tapón de PE	Poliestireno; tapón de LDPE	Poliestireno; tapón de LDPE	Polipropileno ; tapón de LDPE	Polipropileno	Polipropileno ; tapón de PE
Estéril	Sí	Sí; irradiación	Sí; óxido de etileno	Sí; óxido de etileno	Sí	Sí
Fondo	Redondo					
Tipo de tapón	Snap; doble posición	Snap; doble posición	Snap; doble posición	Snap; doble posición	Snap; doble posición	Snap; doble posición
Autoclavable	No	No	No	No	No	No
Velocidad máx centrifugación (g)	2000	1400	1400	3000	-	4000
Graduación	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Área de marcado	Sí	No	No	No	No	Sí
Temperatura de uso	0 °C a 70 °C	-	-	-	-	-190 °C a +120 °C
Especificidad	Libre de RNasa y DNasa	Libre de RNasas, DNasas, ADN humano y pirógenos; no citotóxico			-	Libre de RNasa y DNasa
Ref.	-	**330123**	**330124**	**330125**	**064110**	-
Unid./caja	20 bolsas de 25 tubos					
€/caja	-	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-
Ref.	-	-	-	-	**064299**	-
Unid./caja	500 tubos envasados individualmente					
€/caja	-	-	-	-	**NC -**	-
Ref.	**062991**	-	-	-	-	**062989**
Unid./caja	40 bolsas de 25 tubos					
€/caja	**NC -**	-	-	-	-	**NC -**
Ref.	**062992**	-	-	-	-	**062990**
Unid./caja	8 bolsas de 125 tubos					
€/caja	**NC -**	-	-	-	-	**NC -**

Tapones

Ref.	Tipo de tapón	Para tubos	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
062980	Snap; doble posición	062977, 062978, 062979 y 062981	Sí	8 bolsas de 125 Tapones	**NC -**
062985	Snap; doble posición con tamiz de 35 µm			20 bolsas de 25 Tapones	**NC -**



Accesorio

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
162634	Émbolo para tapón con tamiz	10 bolsas de 100 pistones envueltos individualmente	**NC -**





Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB