Otros tubos de cultivo con tapón Snap doble posición (continuación)






Volumen (ml)	8		14			16			
Ø (mm)	13		17			17			
Altura (mm)	100		95,4			100		100	
Material	Poliestireno	Polipropileno	Poliestireno; tapón de LDPE	Poliestireno; tapón de LDPE	Poliestireno ; tapón de LDPE	Polipropileno tapón de polietileno	Poliestireno ; tapón de polietileno	Poliestireno	Polipropileno
Estéril	Sí	Sí	Sí; óxido de etileno	Sí ; Irradiación	Sí; óxido de etileno	Sí	Sí	Sí	Sí
Fondo	Redondo								
Tipo de tapón	Snap; doble posición								
Autoclavable	No								
Velocidad máx. de centrifugación (g)	8200	10000	1400	1400	3000	2000	4000	8200	10000
Graduación	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
Área de marcado	No	No	No	No	No	Sí	Sí	No	No
Temperatura de uso	-	-	-	-	-	0 °C a 70 °C	-190 °C a +120 °C	-	-
Especificidad	-	-	Libre de RNasas, DNasas, ADN humano y pirógenos; no citotóxico			Libre de RNasas, Dnasas		-	-
Ref.	**064300**	**064301**	**330127**	**330128**	**330129**	**-**	**-**	**064306**	**064308**
Unid./caja	20 bolsas de 25 tubos								
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**
Ref.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**062994**	**062996**	**064307**	**064309**
Unid./caja	500 tubos envasados individualmente								
€/caja	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**062993**	**062995**	**-**	**-**
Unid./caja	40 bolsas de 25 tubos								
€/caja	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**

Otros tubos de cultivo sin tapón

Volumen (ml)	4	5		16		21
Ø (mm)	10	12	12	17	17	16
Altura (mm)	75	75	75	100	100	150
Material	Poliestireno	Poliestireno	Polipropileno	Poliestireno	Poliestireno	Poliestireno
Estéril	Sí					
Fondo	Redondo					
Autoclavable	No					
Velocidad máx centrifugación (g)	8200	8200	10000	8200	8200	8200
Graduación	No					
Área de marcado	No					
Ref.	**064295**	**064296**	**064196**	**064304**	**064305**	**064308**
Unid./caja	20 bolsas de 25 tubos					
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



