
Tubo de cultivo con tapón de rosca TPP®



Volumen (ml)	5
Ø (mm)	16
Altura (mm)	120
Material	Poliestireno; tapón de polietileno
Estéril	Sí
Fondo	Redondo
Tipo de tapón	Con rosca; doble posición
Autoclavable	No
Velocidad máx centrifugación (g)	1200
Graduación	Sí
Área de marcado	Sí
Temperatura de uso	0 °C a 75 °C
Especificidad	Libre de DNasas y RNasas, endotoxinas (<0,06EU/ml); libre de TSE/BSE; tratado cultivo; superficie de crecimiento 20 cm^2
Unid./caja	40 bolsas de 20 tubos
Ref.	**091106**
€/caja	**NC -**

Tubos de cultivo con tapón de rosca de doble posición



Volumen (ml)	5		14	
Ø ext. (mm)	12		17	
Altura (mm)	75		100	
Material	Polipropileno; tapón de polietileno			
Estéril	Sí	No	Sí	No
Fondo	Redondo			
Tapón	Sí			
Tipo de tapón	Con rosca; doble posición			
Tipo de cuello	Rosca externa			
Autoclavable	No			
Velocidad máx centrifugación (g)	4000			
Faldón	No			
Graduación	Sí	No	Sí	No
Área de marcado	Sí			
Color	Translúcido			
Temperatura de uso	-190 °C a +120 °C			
Ref.	**062997**	**-**	**162604**	**-**
Unid./caja	20 bolsas de 25 tubos			
€/caja	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**
Ref.	**062998**	**162601**	**162605**	**162609**
Unid./caja	1000 tubos y 1000 tapones envasados individualmente			
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref.	**062999**	**-**	**162606**	**-**
Unid./caja	500 tubos envasados individualmente			
€/caja	**NC -**	**-**	**NC -**	**-**

Tubos de cultivo con tapón de rosca Falcon®



Volumen (ml)	8	16	19
Ø ext. (mm)	13,08	15,39	15,39
Ø int. (mm)	11,17	13,87	13,87
Altura sin tapón (mm)	100	123,16	152,53
Altura con tapón (mm)	104,67	125,27	154,63
Material	Poliestireno; tapón de HDPE		
Estéril	Sí		
Tapón	Sí		
Fondo	Redondo		
Autoclavable	No		
Velocidad máx centrifugación (g)	1400		
Graduación	No		
Área de marcado	No		
Color	Transparente		
Temperatura de uso	+4 °C a +60 °C		
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas <0,1EU/ml; superficie hidrófoba y biológicamente inerte		
Ref.	**-**	**352037**	**352045**
Unid./caja	500 tubos envasados individualmente		
€/caja	**-**	**NC -**	**NC -**
Ref.	**352027**	**352025**	**-**
Unid./caja	8 bolsas de 125 tubos		
€/caja	**NC -**	**NC -**	**-**

Tubos de cultivo con tapón de rosca Corning®



Volumen (ml)	15
Ø (mm)	16
Altura (mm)	125
Material	Poliestireno
Estéril	Sí
Fondo	Redondo
Autoclavable	No
Velocidad máx centrifugación (g)	1400
Graduación	No
Área de marcado	No
Especificidad	Libre de endotoxinas / Sin endotoxinas; tratamiento de cultivo
Unid./caja	20 bolsas de 25 tubos / 10 racks de 25 tubos
Ref.	**430157** / **430172**
€/caja	**NC -** / **NC -**