Tubos de cultivo CELLSTAR con tapón de rosca Greiner Bio-One



Volumen (ml)	12	
Ø ext. (mm)	17	16,8
Ø int. (mm)	15,3	
Altura (mm)	100	
Material	Poliestireno; tapón de HDPE	
Estéril	Sí	
Fondo	Redondo	Cónico
Autoclavable	No	
Velocidad máx centrifugación (g)	5000	5000
Con faldón	No	Sí
Graduación	No	
Área de marcado	No	
Temperatura de uso	- 20 °C a +60 °C	
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas, ADN humano y endotoxinas; Tratamiento cultivo	
Unid./caja	200 bolsas de 5 tubos	
Ref.	**163160**	**164160***
€/caja	**NC -**	**NC -**

* Tapón de bayoneta

Tubo de cultivo con tapón de rosca Nunc™



Volumen (ml)	7
Ø (mm)	14
Altura (mm)	100
Material	Poliestireno; tapón de polietileno
Estéril	Sí
Fondo	Redondo
Autoclavable	No
Velocidad máx centrifugación (g)	-
Graduación	No
Área de marcado	No
Temperatura de uso	-
Especificidad	Tratamiento Nunclon Delta®
Unid./caja	6 bolsas de 100 tubos
Ref.	**055052**
€/caja	**NC -**

Tubos de cultivo con tapón de rosca TPP®



Volumen (ml)	13	14	15
Ø (mm)	17,1		
Altura (mm)	100	105	120
Material	Polipropileno; tapón de polietileno		
Estéril	Sí		
Fondo	Plano	Redondo	Redondo
Tapón	Sí		
Autoclavable	No		
Velocidad máx centrifugación (g)	15500		
Faldón	No		
Graduación	Sí (incrementos de 0,5 ml)		
Área de marcado	Sí en el tubo + etiqueta en el tapón		
Color	Translúcido		
Temperatura de uso	-190 °C a +120 °C		
Especificidad	Libre de DNasas y RNasas, endotoxinas (<0,06EU/ml); libre de TSE/BSE		
Unid./caja	20 bolsas de 40 tubos		
Ref. Tapón amarillo	**191019**	**191016**	**991017**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Otros tubos de cultivo con tapón de rosca



Volumen (ml)	8	19	21
Ø (mm)	13	16	16
Altura (mm)	100	125	150
Material	Poliestireno	Poliestireno	Polipropileno
Estéril	Sí		
Fondo	Redondo		
Tipo de tapón	De rosca		
Autoclavable	No		
Graduación	No		
Área de marcado	No		
Ref.	**064302**	**064310**	**064313**
Unid./caja	20 bolsas de 25 tubos		
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref.	**064303**	**064311**	**-**
Unid./caja	500 tubos envasados individualmente		
€/caja	**NC -**	**NC -**	**-**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB