

Tubo de cultivo específico Nunc™



Volumen (ml)	3
Ø (mm)	16
Altura (mm)	110
Material	Poliestireno; tapón de polietileno
Estéril	Sí
Fondo	Redondo
Autoclavable	No
Graduación	No
Área de marcado	No
Especificidad	Superficie plana de 5,5 cm²; tratamiento de cultivo Nunclon Delta®
Unid./caja	6 bolsas de 75 tubos
Ref.	**055054**
€/caja	**NC -**


Tubo de cultivo específico TPP®



Volumen (ml)	18
Ø (mm)	30
Altura (mm)	105
Material	Poliestireno; tapón de polietileno
Estéril	Sí
Fondo	Cónico
Tipo de tapón	Con rosca con membrana de PTFE 0,22 µm
Autoclavable	No
Velocidad máx centrifugación (g)	1200
Graduación	Sí
Área de marcado	Sí
Temperatura de uso	0 °C a 75 °C
Especificidad	Superficie plana de 10 cm²; tratamiento de cultivo; Libre de DNasas y RNasas, endotoxinas (<0,06EU/ml); libre de TSE/BSE
Ref.	**191243**
Unid./caja	40 bolsas de 4 tubos
€/caja	**NC -**
Ref.	**191243T**
Unid./caja	50 tubos envasados individualmente
€/caja	**NC -**

Raspadores


Raspadores de células Falcon®



- Asa de polipropileno y hoja de TPE
- Hoja giratoria y diseño que permite que la fuerza se distribuya por toda la hoja
- Se entrega en blíster individual

Ref.	Longitud del asa (cm)	Longitud de la hoja (mm)	Unid. de env.	Unid./caja	€/caja
353085	18	18	1	100	**NC -**
353086	25	18	1	100	**NC -**
353089	25	30	1	100	**NC -**
353087	40	30	1	100	**NC -**

Raspadores de células Corning®



- El diseño de la hoja minimiza el daño a las células y garantiza un contacto uniforme con la superficie de crecimiento
- Envuelto individualmente, estéril

Ref.	Longitud del asa (cm)	Longitud de la hoja (mm)	Tipo	Unid./caja	€/caja
003008	18	19	Una pieza	100	**NC -**
003010	25	18	Hoja ajustable	100	**NC -**
003011	39	30	Hoja ajustable	100	**NC -**

Raspadores de Células Greiner Bio-One



- Asa de poliestireno y hoja de polietileno de alta densidad, ángulo de giro de 60°
- Envases individuales estériles, pelables o rasgables
- Libre de metales pesados

Ref.	Longitud del asa (cm)	Longitud de la hoja (mm)	Unid. de env.	Unid./caja	€/caja
541070	28	18	1	100	**NC -**
541080	40	18	1	100	**NC -**