
Raspadores de células Nunc™

- Asa de HIPS y hoja de polietileno de baja densidad
- Hoja ajustable
- Envuelto individualmente, estéril


Ref.	Longitud del asa (cm)	Longtiud de la hoja (mm)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
055535	23	15	1	250	NC -
055536	32	17	1	250	NC -



Raspadores de células TPP®

- Versión de polipropileno de una sola pieza adecuada para frascos de cultivo con tapa o película despegable, o placas de Petri
- Versión con hoja de polietileno ajustable
- Se entrega en blíster individual

Ref.	Longitud del asa (cm)	Longitud de la hoja (mm)	Tipo	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
199010	20	14	Una pieza	1	150	NC -
009902	24	13	Hoja ajustable	1	150	NC -
009903	30	20	Hoja ajustable	1	150	NC -
009904	38	25	Hoja ajustable	1	100	NC -



Raspadores de células ClearLine®

- Envuelto individualmente, estéril
- Asa de ABS y hoja de TPE


Ref.	Longitud del asa (cm)	Longitud de la hoja (mm)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
131054C	25	20	1	100	NC -
131056C	39	30	1	100	NC -



Raspadores de células SPLScar™

- Se suministra con tapa perforada
- Envuelto individualmente, estéril
- No citotóxicos
- Ideal para la técnica scratch assay

Ref.	Tipo de tapa	Ø de las puntas del raspador (mm)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
330088	6 pocillos	0,5	1	20	NC -
393019	6 pocillos	1	1	20	NC -
330089	24 pocillos	0,5	1	20	NC -
393020	24 pocillos	1	1	20	NC -



Raspador de células SPL

- Versión una pieza de polipropileno
- Versión con mango de poliestireno
- Versión hoja fija o ajustable de polietileno de baja densidad
- Estériles
- No citotóxicos

Ref.	Longitud del asa (cm)	Longitud de la hoja (mm)	Tipo	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
330095	22	23	Una pieza	1	100	NC -
330096	24	13	Hoja fija	1	100	NC -
330097	24	13	Hoja ajustable	1	100	NC -
330098	30	20	Hoja fija	1	100	NC -
330099	30	20	Hoja ajustable	1	100	NC -







Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB