Tamices celulares - Uberstrainer

- Estériles
- Apto para tubos de 5 ml y para placas con pocillos de 20 mm de diámetro
- El kit incluye:
  - un tapón de rosca con conector Luer Lock;
  - inserto para la distribución uniforme del líquido;
  - tamiz;
  - conector Luer Lock;
  - adaptador de 15 ml, 2 ml y 1,5 ml

Ref.	Tamaño de los poros (µm)	Código color	Unid./ caja	€/ caja
149236	1	Rojo	10	NC -
149210	5	Amarillo	10	NC -
149237	10	Azul claro	10	NC -
149238	15	Rosa	10	NC -
149239	20	Turquesa	10	NC -
149240	30	Violeta	10	NC -
149241	40	Azul	10	NC -
149242	60	Azul cielo	10	NC -
149243	70	Transparente	10	NC -
149244	85	Naranja	10	NC -
149245	100	Amarillo	10	NC -
149246	200	Rosa claro	10	NC -
149247	300	Rojo	10	NC -
149248	400	Turquesa	10	NC -
149249	500	Rosa	10	NC -

Tamices de acero inoxidable Bellco

- Se entregan con un soporte, un pistón de vidrio, una llave y 9 rejillas (1 de cada porosidad de 10 a 150 Meshes)

Ref.	Descripción	€
198585	Cellector completo 85 ml	NC -
198600	Cellector completo 130 ml	NC -
198518	Soporte rejilla y llave 85 ml	NC -

Rejillas (solas)

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
198586	Rejilla de acero malla 10 Meshes - 1910 µm	5	NC -
198587	Rejilla de acero malla 20 Meshes - 860 µm	5	NC -
198588	Rejilla de acero malla 30 Meshes - 520 µm	5	NC -
198589	Rejilla de acero malla 40 Meshes - 380 µm	5	NC -
198590	Rejilla de acero malla 50 Meshes - 280 µm	5	NC -
198591	Rejilla de acero malla 60 Meshes - 230 µm	5	NC -
198592	Rejilla de acero malla 80 Meshes - 190 µm	5	NC -
198593	Rejilla de acero malla 100 Meshes - 140 µm	5	NC -
198594	Rejilla de acero malla 150 Meshes - 94 µm	5	NC -
198595	Rejilla de acero malla 200 Meshes - 74 µm	5	NC -
198500	Rejilla de acero malla 300 Meshes - 46 µm	5	NC -
198596	Rejilla de acero malla 400 Meshes - 38 µm	5	NC -
198597	Rejilla de acero malla 500 Meshes - 25 µm	5	NC -



Accesorios

Ref.	Descripción	€
198599	Pistón de vidrio 16 mm	NC -
198601	Llave Cellector sola	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB