
Potter con pistón cónico


- Espacio cilindro-pistón : 0,1 a 0,15 mm
- Consta de un cilindro de vidrio borosilicato y un pistón cónico
- Para homogeneización más fina y rápida

+ El pistón de vidrio rugoso es ideal para los tejidos duros ;
+ El pistón PTFE es perfecto para los tejidos blandos.

Volumen (ml)	1	3	5	15
Cilindro : ø ext. x altura (mm)	11 x 49	11 x 86	13 x 93	18 x 114
Altura total pistón	130	220	220	240
Potter con pistón cónico de vidrio				
Conjunto cilindro + pistón	048632	048633	048634	048635
€ la unidad	NC -	NC -	NC -	NC -
Pistón de vidrio solo	048664	048665	048666	048667
€ 2 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -
Cilindro de vidrio solo	048773	048661	048662	048663
€ 2 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -
Potter con pistón de PTFE				
Conjunto cilindro + pistón	048636	048637	048638	048639
€ la unidad	253 -	253 -	285 -	188,30 -
Pistón PTFE solo	048644	048645	048646	048647
€ 2 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -
Cilindro de vidrio solo	048640	048641	048642	048643
€ 2 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -



Homogeneizador de doble acción Duall



Tipo	P20	P21	P22	P23	P24	P25
Volumen (ml)	1	3	5	15	30	50
ø x al cilindro (mm)	10 x 75	13 x 130	15 x 150	20 x 175	27 x 220	32 x 225
A) Pistón de vidrio - cilindro de vidrio						
Conjunto cilindro + pistón	045000	045069	045070	045071	045072	045073
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Pistón solo	045074	045075	045076	045077	045078	045079
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Cilindro solo	045132	045133	045134	045135	045136	045159
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
B) Pistón de vidrio - cilindro de plástico						
Conjunto cilindro + pistón	045178	045179	045180	045181	045182	045183
€	181,50 -	191 -	NC -	NC -	NC -	409 -
Pistón solo	045074	045075	045076	045077	045078	045079
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Cilindro solo	045184	045185	045186	045187	045188	045189
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
C) Pistón de teflón - cilindro de vidrio						
Conjunto cilindro + pistón	045190	045191	045192	045193	045194	045195
€	211 -	149,20 -	NC -	NC -	NC -	315 -
Cilindro solo	045196	-	045198	045199	045200	045201
€	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -
D) Pistón de vidrio - cilindro de vidrio con tapón de rosca						
Conjunto cilindro + pistón	-	045137	045138	045139	-	-
€	-	250 -	NC -	NC -	-	-
E) Pistón de teflón - cilindro de vidrio con tapón de rosca						
Conjunto cilindro + pistón	-	045140	-	045142	-	-
€	-	367 -	-	NC -	-	-

- Homogeneizador compuesto por un cilindro de fondo cónico con depósito y un pistón con extremo cónico
- Ideal para moler y homogeneizar células duras
- Espacio cilindro pistón : 0,1 a 0,15 mm
- Doble acción:
  - una primera trituración por la parte cilíndrica del pistón;
  - una homogeneización muy fina en el fondo cónico.

5 modelos :

+ todo vidrio: pistón y cilindro de vidrio (A);
+ todo vidrio con una película de plástico (B);
+ cilindro de vidrio y pistón de PTFE sobre varilla de acero (C) ;
+ cilindro de vidrio con tapón de rosca y junta de PTFE, con pistón de PTFE en varilla de acero (D) ;
+ cilindro de vidrio con tapón de rosca y junta de PTFE, con pistón ranurado de PTFE en varilla de acero: capacidad de molienda muy elevada (E).

Homogeneizador para tubos de 15 ml



- Pistón Pellet con eje de acero inoxidable y punta de PTFE especialmente diseñado para moler directamente dentro de los tubos de centrífuga cónicos de 15 ml
- Longitud: 21 mm

Ref.	Descripción	€
045080	Pistón Pellet para tubo de 15 ml (ø 17 mm)	NC -