Potter Elvehjem con pistón de PTFE

DWK LIFE SCIENCES

Potter con cilindro de vidrio borosilicato y pistón con cabeza de PTFE y mango de acero inox.

- Autoclavable
- Espacio cilindro-pistón : 0,1 a 0,15 mm
- Ø varilla: 6,5 mm

Varias versiones:

+ pistón de cabeza lisa ;
+ pistón con ranuras radiales (para tejidos duros) ;
+ cilindro de vidrio de borosilicato;
+ cilindro de vidrio de borosilicato cubierto con un plástico para proteger al usuario en caso de rotura (Safe-Grind).



Volumen (ml)	2	5	10	15	30	55
Cilindro : ø ext. x altura (mm)	11 x 45	13 x 66	16 x 74	19 x 84	24 x 118	30 x 130
Altura total pistón	203	219	219	219	266	266
Potter con pistón liso y cilindro de vidrio borosilicato						
Conjunto cilindro + pistón	048779	048780	048781	048782	048783	048784
€ 2 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Pistón liso solo	048607	048608	048609	048610	048611	048612
€ 2 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Cilindro de vidrio de borosilicato solo	048620	048621	048622	048623	048624	048625
€ 2 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Potter con pistón liso y cilindro de vidrio borosilicato recubierto de plástico Safe-Grind						
Conjunto cilindro + pistón	048595	048596	048597	048598	048599	048600
€ 2 unid.	530 -	510 -	NC -	NC -	NC -	446 -
Pistón liso solo	048607	048608	048609	048610	048611	048612
€ 2 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Cilindro de vidrio con plástico solo	048601	048774	048775	048604	048605	048606
€ 2 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Potter con pistón ranurado y cilindro de vidrio borosilicato						
Conjunto cilindro + pistón	048614	048615	048616	048617	048618	048619
€ 2 unid.	286 -	529 -	NC -	NC -	NC -	834 -
Pistón liso solo	048626	048627	048628	048629	048630	048631
€ 2 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Cilindro de vidrio de borosilicato solo	048620	048621	048622	048623	048624	048625
€ 2 unid.	247 -	236 -	NC -	NC -	310 -	369 -

Homogeneizador Potter-Elvehjem PTFE

- Vidrio borosilicato
- Espacio cilindro-pistón : 0,1 a 0,15 mm
- Pistón de PTFE en varilla de acero inoxidable
- Elección del pistón liso para los tejidos blandos (ejemplo, cerebro, hígado) o del émbolo acanalado para los tejidos duros o la molienda más fina



Volumen (ml)	2	5	10	15	30	50
ø x al cámara (mm)	11 x 45	13 x 66	16 x 74	19 x 84	24 x 118	30 x 130
Longitud pistón (mm)	203	219	219	219	266	266
Ref. cilindro solo	057006	057007	057008	057009	057010	057011
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. pistón liso	057012	057013	057014	057015	057016	057017
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. pistón estriado	057018	057019	057020	057021	057022	057023
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Potter-Elvehjem de Kontes

Homogeneizador de muy alta precisión

- Homogeneizador completo compuesto por un cilindro de vidrio borosilicato y un pistón metálico con punta redonda de PTFE
- El espacio entre el cilindro y el pistón está entre 0,1 y 0,15 mm



Número	18	19	20	22	23	24
Volumen (ml)	0,5	1	3	8	17	45
Altura total (mm)	80	95	115	150	175	220
ø (mm)	12	12	12	19	25	32
Ref. potter completo	045146	045147	045148	045149	045150	045151
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. cilindro de recambio	045152	045153	045154	045155	045156	045157
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB