Pistón Pellet reutilizable para microtubos 0,5 ml y 1,5 ml

Los pistones Pellet con varilla de acero inoxidable y cabeza cónica de PTFE son adecuados para todos los microtubos de 0,5 o 1,5 ml.

Ref.	Descripción	€
045009	Pistón Pellet 0,5 ml	**NC -**
045010	Pistón Pellet 1,5 ml	**NC -**



Astucia

Ver también homogeneizadores páginas 106 y 107

Pistón Pellet Biomasher

- Pistón manual de polipropileno con pistón guía y microtubo de 1,5 ml perfectamente adaptados entre sí
- Versión estéril o no estéril, cada pistón envasado individualmente con su propio microtubo de 1,5 ml en un blíster

Ref.	Descripción	€ 50 unid.
045009	Pistón Pellet 0,5 ml	**NC -**




Pistón Pellet de color para para microtubos

Pistones de polipropileno para la resuspensión de precipitados proteicos y nucleicos, homogeneización de células.

- De un solo uso, libre de RNasa y DNasa
- Colores mixtos: rojo, azul, verde, morado, naranja
- Para microtubos de 0,5 ml o 1,5 ml

	Pistones solos		Pistones + microtubos	
Volúmenes microtubos	Ref.	€ 10 unid.	Ref.	€ 10 unid.
0,5 ml	**045419**	**NC -**	**045421**	**NC -**




Ref.	Descripción	€ 500 unid.
045424	Microtubos de color fluorescente 1.5 ml	**NC -**

Pistón Pellet y microtubos

- De polipropileno
- Color blanco o azul
- Para microtubos de 0,5 ml o 1,5 ml
- Envase individual para el color azul

	Color blanco		Color azul	
Volumen	0,5 ml	1,5 ml	0,5 ml	1,5 ml
Pistones solos	**045651**	**045650**	**045008**	**045007**
€ 100 unid.	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Pistones + microtubos	**141230**	**045001**	**045002**	**045003**
€ 100 unid.	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Microtubos solos	**-**	**141228**	**065347**	**065344**
€ 100 unid.	**-**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Pistón Pellet Treff 0,5 ml y 1,5 ml universal

Treff

El pistón para el microtubo más popular

- Varilla acanalada antideslizante
- De polipropileno autoclavable
- Perfectamente adaptado a los microtubos Treff de 1,5 ml y 0,5 ml
- Apto para todas las marcas de microtubos
- Longitud: 75 mm

Ref.	Descripción	Unid. de env.	€
034057B	Pistón Pellet Treff para microtubos 1,5 ml	50	**NC -**
034013	Microtubos Treff 1,5 ml	1000	**NC -**
034058B	Pistón Pellet Treff para microtubos 0,5 ml	50	**NC -**
034001	Microtubos Treff 0,5 ml	500	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB