
Pistón pellet Polypestle™ doble extremo

DNasa RNasa



- Pistón pellet de polipropileno, estéril por rayos gamma
- Extremo cónico para microtubos de 1,5 ml
- Extremo convexo para tamices celulares
- Asa texturizada para un buen agarre
- Longitud: 145 mm
- Envase individual papel/plástico

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
062915	Pistón pellet de doble extremo	50	**NC -**

Pistón Pellet Eppendorf 1,5 y 2 ml

eppendorf



El microtubo Eppendorf tiene su propio triturador:
el pistón Pellet Eppendorf se adapta a los microtubos Eppendorf de 1,5 ml y 2 ml con su doble cabezal.

Ref.	Descripción	€ 10 unid.
033522	Pistón Pellet	**NC -**



¿BUSCAS UNA REFERENCIA?

ENTRA EN CUALQUIER WEB DEL GRUPO DUTSCHER

Group Dutscher IBERICA



teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com