Homogeneizador para microtubos

- Para la homogeneización de precipitados, células y tejidos
- Funciona con 2 pilas AA (incluidas)

Ref.	Descripción	€
947820B	Homogeneizador con adaptador para pilón	**NC -**




Pilones y microtubos

- De polipropileno autoclavable
- Puede utilizarse con o sin agitador
- Tubo con fondo un 25% más grueso

Descripción	Unid./ caja	Envase individual		Sueltos	
		Ref.	€	Ref.	€
Pilón 0,5 ml	100	**947821**	**NC -**	**947827**	**NC -**
Pilón y microtubo de 0,5 ml	100	**947823**	**NC -**	-	-
Pilón 1,5 ml	100	**947824**	**NC -**	**947830**	**NC -**
Pilón y microtubo de 1,5 ml	100	**947826**	**NC -**	**947832**	**NC -**

Pilón cilíndrico en espiral y BioVortexer

- Ideal para la homogeneización de tejidos blandos (hígado, cerebro y músculo...) y precipitados, y la resuspensión del pellet de centrifugación
- Se recomienda la adición de bolas de trituración para una lisis tisular más eficiente
- Puede utilizarse con el BioVortexer para una mejor homogeneización
- Compatible con tubos cónicos de 1,5 y 0,5 ml
- Es posible reducir la velocidad del homogeneizador BioVortexer trabajando sólo con una de las 2 baterías



Ref.	Descripción	€
918034	Pistón y microtubos de 1,5 ml (100 unidades) y bolas de trituración de muestras en espiral	**NC -**
918035	Bolas de vidrio para homogeneizador de pilón (frasco de 50 cc con boquilla de vertido)	**NC -**
918044	Homogeneizador BioVortexer (pilas incluidas)	**NC -**

Homogeneizador para tejidos






- Sistema cerrado formado por un tubo y un pistón
- Envase unitario estéril
- Dos versiones: estándar o tejidos fibrosos

Volumen tubo	Para tejidos estándar		Para tejidos fibrosos	
	Ref.	€ 10 unid.	Ref.	€ 10 unid.
15 ml	**065359**	**NC -**	**065361**	**NC -**
50 ml	**065360**	**NC -**	**065362**	**NC -**

Trituradores de tejidos CellCrusher



Instrucciones de uso :
1) Colocar la muestra en la cámara (temperatura de nitrógeno líquido)
2) Aplastar la muestra con el pistón golpeando con un mazo
3) Recoger el material triturado con la cuchara



- Kit para trituración de muestras de 50 a 10 g
- Pérdida limitada de muestras
- Trituración de muestras duras (por ejemplo, cartílago, raíces)
- Fácil de limpiar

	Kit A	Kit B
Masa de muestra	10 mg a 5 g	10 mg a 10 g
Composición del kit	Cell Crusher : cámara (32 x 42 mm) + pistón de acero inoxidable	
	Pinzas, cuchara y mazo	
	-	Taladro adaptable en todos los trituradores que aceptan varillas de 9 mm de Ø
Ref.	**538003**	**538005**
€	**NC -**	**NC -**

Ref.	Descripción	€
538004	CellCrusher solo	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB