Contador de células Scepter™

MERCK



- Utiliza el método Coulter para evitar los errores debidos al recuento de células por imagen
- Sonda para medir la impedancia de una célula
- Determina el volumen, el diámetro y la concentración de las células; visualización en forma de histograma
- Resultados independientes de la técnica o del recuento del usuario
- Recuento de miles de células en una sola medición con la máxima precisión
- Diseño único, ideal para su uso en una cabina de gases
- Resultados en menos de 30 segundos
- No es necesario preparar reactivos ni colorantes
- Permite comprobar la viabilidad de las células gracias a su tamaño y morfología
- No requiere limpieza

Abertura Sonda	40 µm	60 µm
Concentración recomendada (células/ml)	50.000 - 1.500.000	10.000 - 500.000
Volumen medido	50 µl	50 µl
Ø de partículas detectadas	4 - 20	6 - 36

Ref.	Descripción	€
236096	Contador de células Scepter con una caja de 50 sondas de 40 µm, un cargador y un frasco de bolas de prueba de viabilidad	**NC -**
236097	Contador de células Scepter con una caja de 50 sondas de 60 µm, un cargador y un frasco de bolas de prueba de viabilidad	**NC -**

Sondas

Descripción	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
Sonda 40 µm	**236088**	50	**NC -**	**236093**	250	**NC -**	**236094**	500	**NC -**
Sonda 60 µm	**236087**	50	**NC -**	**236092**	250	**NC -**	**236095**	500	**NC -**

Astucia

Encuentre nuestros otros contadores de células en el capítulo de equipamiento

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
236090	Bolos test de viabilidad 5 ml	1	**NC -**
236089	Estación de carga	1	**NC -**
236091	Kit de montaje para estación de carga	1	**NC -**

Astucia

Elija su sonda en función de los tipos de células
Encuentre la tabla de tipos de células validadas en la documentación de Scepter





Group Dutscher IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com



