Macetas para cultivo vegetal Greiner Bio-One

- Fabricado en poliestireno transparente para una máxima transmisión de la luz y, por tanto, un crecimiento rápido y exitoso
- Se utiliza en el cultivo vegetal o en el transporte de muestras
- Libre de metales pesados
- Temperatura de funcionamiento : -20 °C a 60 °C
- Dimensiones Ø x al: 68 x 110 mm
- Volumen de trabajo : 300 ml
- Tapa entrante (pull cap)

Ref.	Estéril	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
968164	Sí	4	144	**NC -**
968177*	No	192	192	**NC -**
968161	Sí	192	192	**NC -**
968162	Sí	1	168	**NC -**

* Sin tapa



Otras bandejas para el cultivo vegetal

Bandejas de poliestireno sin filtro

- Estéril, no autoclavable y no reutilizable
- Cierre no hermético



Bandejas solas

Ref.	Volumen (ml)	L x L x Al (mm)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
017001	300	145 x 101 x 40	50	600	**NC -**
017002	500	145 x 101 x 60	50	600	**NC -**
017003	750	145 x 101 x 85	50	600	**NC -**


Tapas solas


Ref.	L x An x Al (mm)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
017004	145 x 100 x 50	50	600	**NC -**
017063	145 x 100 x 60	50	600	**NC -**

Bandejas de polipropileno con filtro

- Filtro que permite el paso del aire evitando la contaminación gracias a un filtro HEPA
- Bandejas no estériles: reutilizables y autoclavables hasta 7 veces
- Bandejas disponibles en versión estéril (no autoclavable y no reutilizable)
- 100% reciclable
- El intercambio de gases depende de la longitud del filtro; cuanto más largo es el filtro, menos intercambio de gases se produce:
  - filtros blanco y rojo recomendados para plantas con un tiempo de incubación largo
  - filtro verde recomendado para plantas con un tiempo de incubación corto o que requieren un alto intercambio de gases









Modelos redondos

Ø x al (mm)	80 x 40			80 x 60			97 x 50		
	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
Filtro blanco	**017046B**	560	**NC -**	**017042D**	465	**NC -**	**017033E**	350	**NC -**
Filtro rojo	**017048B**	560	**NC -**	**017044D**	465	**NC -**	**017035E**	350	**NC -**
Filtro verde	**017049B**	560	**NC -**	**017045D**	465	**NC -**	**017036E**	350	**NC -**

Ø x al (mm)	97 x 80			97 x 120			75 x 114			90 x 140		
	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
Filtro blanco	**017028B**	312	**NC -**	**017024B**	265	**NC -**	**017037B**	430	**NC -**	**017051D**	265	**NC -**
Filtro rojo	**017031B**	312	**NC -**	**017026B**	265	**NC -**	**017039B**	430	**NC -**	**017053D**	265	**NC -**
Filtro verde	**017032B**	312	**NC -**	**017027B**	265	**NC -**	**017041B**	430	**NC -**	**017054D**	265	**NC -**

Modelos rectangulares

Ø x al (mm)	125 x 65 x90		
	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
Filtro blanco	**017055**	350	**NC -**
Filtro rojo	**017057**	350	**NC -**
Filtro verde	**017058**	350	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB