Botes cuadrados de cultivo vegetal



- Disponible en 3 materiales diferentes: PS/PC/PP
- Diseño especial: los botes se pueden conectar por la parte superior con un marco adaptable

Ref.	Material	Dim. Ext. L x An x Al (mm)	Estéril	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
330150	PS	72 x 72 x 100	Sí	4	120	**NC -**
330151	PC	72 x 72 x 100	No	4	120	**NC -**
330152	PP	72 x 72 x 100	No	4	120	**NC -**

Marco

Ref.	Material	Dim. Ext. L x An x Al (mm)	Estéril	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
330153	PP	80,8 x 80,8 x 21	No	30	60	**NC -**

Botes de cultivo vegetal Magenta GA7 y GA7-3



Diseñado para el cultivo de tejidos vegetales, el crecimiento, el trasplante y el envío.

- De policarbonato transparente autoclavable con tapa de polipropileno
- Superficie útil de cultivo : 70,5% de la superficie ocupada
- El sistema de cierre patentado elimina el riesgo de contaminación
- El anillo de escurrimiento anticondensación evita la contaminación de la planta
- Dimensiones: 76 x 76 x 76 mm para el GA 7-3 / 76 x 76 x 102 mm para el GA 7

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
950146	Bote de cultivo vegetal GA 7-3 sin tapa	100	**NC -**
950147B	Bote de cultivo vegetal GA 7 sin tapa	100	**NC -**
950148	Cubierta sólo para GA 7 y GA 7-3	1	**NC -**

Botes redondos para cultivo vegetal



- Ideal para la germinación
- Apilables

Ref.	Material	Dim. Ext. Ø x al (mm)	Autocla-vable	Estéril	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
330154	PS	100 x 40	No	Sí	5	200	**NC -**
330155	PP	100 x 40	Sí	No	5	200	**NC -**
330156	PS	100 x 20	No	Sí	10	200	**NC -**
330157	PS	90 x 15	No	Sí	10	500	**NC -**
330158	PS	90 x 20	No	Sí	10	200	**NC -**
330159	PS	100 x 15	No	Sí	10	500	**NC -**

Frascos para cultivo vegetal


330162


330163

- Ideal para la germinación y el crecimiento de las plantas jóvenes
- Apilables
- Tapón de rosca
- Autoclavables

Ref.	Material (botella/tapón)	Dim. (mm) L x An x Al	Vol. (ml)	Autocla-vable	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
330162	PP / PP	79 x 79 x 110	500	No	No	1	**NC -**
330163	PC / HDPE	95 x 95 x 140	500	Sí	No	1	**NC -**

Astucia

Encuentre todos nuestros medios para cultivo vegetal en la siguiente sección