Gama Corning - Medio de suero reducido

CORNING

El alto contenido proteínico del suero puede dificultar la purificación de proteínas, la producción, purificación y concentración de virus, y la producción y cribado de monoclonales.

Los sustitutos Nu-Serum proporcionan los mismos resultados que un sustituto 1:1 de FBS.
Se han utilizado con éxito en una amplia variedad de tipos de células humanas y animales.

NU-SERUM

Contiene un 25% de suero de recién nacido, EGF, ECGS, insulina..

Ref.	Volumen	€
355100	100 ml	**NC -**
355500	500 ml	**NC -**

NU-SERUM IV

Contiene un 25% de suero de SVF, EGF, ECGS, insulina..

Ref.	Volumen	€
355104	100 ml	**NC -**
355504	500 ml	**NC -**

Transfectagro™

Ideal para la mayoría de las aplicaciones de cultivo de suero reducido, reduciendo normalmente la cantidad de suero en un 50%.

Ref.	Ref. Corning	Volumen	€
702667	40-300-CVR	6 x 500 ml	**NC -**

Contiene un 25% de suero



- Mantiene el crecimiento de líneas celulares adherentes o en suspensión cuando se complementa con 2 - 4% de suero
- Requiere una adaptación mínima para la mayoría de los tipos de células
- Mejora la eficacia de la transfección transitoria en diversos tipos de células
- Químicamente definidos, sin compuestos animales
- Nivel reducido de rojo de fenol

Gama HiMedia - Medium LoSera™

HIMEDIA

- Formulado a base de medios clásicos complementados con insulina, transferrina y otros nutrientes
- No requiere adaptación ni periodo de abstinencia
- Para líneas celulares adherentes o suspendidas
- Impide la proliferación de fibroblastos en cultivos primarios

Tipo de medio LoSera	L-Glutamina	Piruvato de sodio	Rojo de fenol	Glucosa	Bicarbonato de sodio	Sal de Earles	NEAA	Ref.	Vol. (ml)	€
DMEM	Estable	+	+	+	+			**490741**	500	**NC -**
DMEM	-	+	+	+	+			**490744**	500	**NC -**
DMEM-F12 mix (1:1)	-	+	+	+	+			**490719**	500	**NC -**
EMEM	+				+	+	+	**490742**	500	**NC -**
EMEM	-	-	+	+	+	+	+	**490745**	500	**NC -**
EMEM	Estable	-	+	+	+	+	+	**490746**	500	**NC -**
RPMI 1640	-	-	+	+	+			**490743**	500	**NC -**
RPMI 1640	Estable	-	+	+	+			**490747**	500	**NC -**

Reduce la cantidad de suero entre un 50% y un 90% en sus cultivos

Gama HYCLONE - Medio de suero reducido

Alternativa a DMEM y MEM básica para reducir la cantidad de suero en los cultivos.
Concentración de suero recomendada entre el 2% y el 4%.

- Estéril filtrado a 0,1 µl
- Con glutamina y glucosa
- Enriquecido con antioxidantes y otros factores nutricionales
- Fabricación cGMP y ISO 9001

Ref.	Descripción	Volumen	€
SH30564.01	MEM-RS	500 ml	**NC -**
SH30565.01	DMEM-RS	500 ml	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB