Gama Corning - Disociación celular

CORNING

Tripsina

Tipo de reactivo	Concen-tración	Ref.	Ref. Corning	Vol. (ml)	Unid./ caja	€/ caja
Tampón HBSS Sin calcio ni magnesio Probado sin parvovirus porcino	0,25 %	**702609**	25-050-CI	100	6	**NC -**
EDTA Tampón HBSS Sin calcio ni magnesio Probado sin parvovirus porcino	0,05% 0,53 mM	**702610**	25-051-CI	100	6	**NC -**
Tampón EDTA HBSS	0,05% 0,53 mM	**702611**	25-052-CI	100	6	**NC -**
Tampón EDTA HBSS	0,25% 2,21 mM	**702613**	25-053-CI	100	6	**NC -**

Agente de disociación celular - Cellstripper

- Disociación no enzimática
- Disociación suave
- Mezcla de quelantes

Ref.	Ref. Corning	Descripción	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja
702622	25-056-C	Cellstripper líquido	100	6	**NC -**

Accutase - solución para el desprendimiento de células

- Listo para usar

Aplicaciones

+ Para receptores de membrana y/o citometría
+ Para las células que tienen dificultades para crecer o para volver a cultivar las células sensibles
+ Evita las pérdidas y los daños causados por la tripsinación

Ref.	Ref. Corning	Descripción	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja
702762	25-058-CI	Acutasa - Solución en DPBS	100	1	**NC -**

Crioconservación

Medio de congelación Bambanker

Medio de congelación para células, listo para usar sin SVF, con o sin DMSO. Congelación rápida y prolongada a - 80 °C y almacenamiento del producto 2 años a + 4 °C.

4 versiones

- Estándar : para células sensibles como las células madre embrionarias y las células primarias
- Direct : no requiere centrifugación, adecuado para hibridomas y HTP
- HRM : contiene suero albúmina humano, sin compuestos animales, sólo para fines de investigación
- Sin DMSO : para líneas celulares sensibles al DMSO, listo para usar sin dilución, congelación directa a -80 °C

Volumen (ml)	120	20	20	10
Unid./caja	1	5	1	1
Versión estándar	**523302**	**523303**	**523304**	**523305**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Versión Direct	-	-	**523306**	-
€	-	-	**NC -**	-
Versión hMR	-	-	**523308**	-
€	-	-	**NC -**	-
Versión sin DMSO	-	-	**523374**	-
€	-	-	**NC -**	-



523302 523306 523308 523374

Gama PAN BIOTECH

CRYOPAN

- Medio de criopreservación.
- Listo para usar, puede almacenarse a -20°C
- Sin suero
- Contiene 10% de DMSO



Ref.	Descripción	Volumen	€
P07-92010	CRYOPAN	10 ml	**NC -**
P07-92050	CRYOPAN	50 ml	**NC -**

DMSO

Ref.	Descripción	Volumen	€
P60-36720100	DMSO	100 ml	**NC -**

FREEZING

Medio de congelación. Sobre base de DMEM enriquecida con SVF+DMSO Facilita la supervivencia de las células durante y tras la congelación, y permite una tasa de crecimiento importante tras la congelación

Ref.	Descripción	Volumen	T° de almacenamiento	€
P07-90050	FREEZING	50 ml	- 20 ° C	**NC -**

Gama Corning

CORNING

DMSO
Nivel de endotoxinas ‹ 0,1 EU/ml

Ref.	Ref. Corning	Volumen (ml)	€
702631	25-950CQC	250	**NC -**

Gama HYCLONE

- Medio de criopreservación de células (HYCRYO) o células madre (HYCRYO-STEM)
- Sin suero, contiene DMSO
- Definido químicamente
- Reduce el choque osmótico durante la congelación
- Las células madre congeladas con el medio Hy-Cryo-STEM muestran una mejor viabilidad tras la descongelación que las células congeladas con el medio de crecimiento y el 10% de DMSO

Ref.	Descripción	Volumen	€
SR30001.02	Hycryo	100 ml	**NC -**
SR30002.02	Hycryo-stem	100 ml	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB