AGUA PARA CULTIVO CELULAR

Gama DD

Agua para cultivo celular apirógena, estéril filtrada.

Ref.	Vol. (ml)	€
L0970-100	100	NC -
L0970-500	500	NC -
L0970-1000	1000	NC -

Gama PAN BIOTECH

Agua estéril para el cultivo celular

Ref.	Vol.	€
P04-991500	500 ml	NC -
P04-991000	1 l	NC -
P04-992000	20 l	NC -

Agua WFI

- Estéril
- Endotoxina 0,25 EU/ml
- Cumple las normas industriales más exigentes (EP/USP)

Ref.	Vol.	€
CT-991500	500 ml	NC -
CT-991000	1 l	NC -
CT-99010B	10 l	NC -
CT-99020B	20 l	NC -

Gama Corning



Agua calidad WFI (water for injection) especificaciones USP. cGMP y prueba de micoplasma.

Ref.	Ref. Corning	Volumen	Unid./ caja	€/ caja
702615	25-055-CI	100 ml	6	NC -
702617	25-055-CV	500 ml	6	NC -
702618*	25-055-CVC	500 ml	6	NC -
702616	25-055-CM	1 l	6	NC -
702619	25-055-LB	20 l	1	NC -

* Con tapón septum.

Gama HYCLONE



Agua para cultivo celular - Libre de endotoxinas (‹ 0,005 EU/ml)

- Desionizado
- Estéril (filtrada a 0,1 µm)
- cGMP

Ref.	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja
SH30529.01	100	1	NC -
SH30529.02	500	1	NC -
SH30529.FS	500	6	NC -
SH30529.03	1000	1	NC -

Agua para cultivo celular - Calidad WFI*

- Especificaciones USP, y farmacopea EU sin uso diagnóstico o terapéutico

Ref.	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja
CH30154.11	20 l	1	NC -

* Sólo para fines de investigación.

Agua pura



- Apirógena
- Agua purificada, osmotizada y desmineralizada
- Resistividad › 0,5 MΩ.cm
- Cumple con la Farmacopea Europea en vigor - Monografía Agua purificada en envases
- Cumple con la Farmacopea de los Estados Unidos en vigor - Monografía "Purified water"
- Cumple la norma NF ISO3696 tipo 3
- Calidad bacteriológica ‹ 10UFC/100 ml
- Boletín de análisis previa solicitud

Aplicaciones:

+ aclarado de la unidad médico-quirúrgica durante los protocolos de desinfección que no requieren agua estéril
+ aclarado final del instrumental de laboratorio
+ limpieza en sala blanca
+ preparación de soluciones para autómatas
+ producción de soluciones tampón

Accesorio

Ref.	Descripción	Unid. de envase	€
069822	Tapón con grifo para bidón de 10 litros	1	NC -

Ref.	Descripción	€
069811B	Agua purificada 10 l no estéril	NC -