Agua estéril Ecotainer

Botella con tapón provisto de un anillo de seguridad de polipropileno y cuello "antigoteo"

Ref.	Descripción	Volumen	€
069800BB	Agua estéril Ecotainer	250 ml	NC -



Agua Volvic

Ref.	Descripción	€
067507	Agua de Volvic - Pack de 6 x 1,5 l	NC -



Agua estéril apirógena destilada

Gamas OTEC

Cumplimiento y normas

Las aguas OTEC Aguettant tienen el estatus de MPUP (materia prima para uso farmacéutico excepto para productos inyectables, oftálmicos e inhalados). Cumple la norma NF EN ISO 3696 tipo 3. Monografía "agua purificada en envases" Farmacopea Europea.
Monografía « sterile purified water » Farmacopea Americana

Usos

Enjuague de equipos e instrumentos, limpieza de salas blancas, preparación de soluciones de lavado para autómatas, producción de soluciones tampón, materias primas para la fabricación de medicamentos
Al no ser un DM, la gama OTEC sólo puede utilizarse en el sector hospitalario para el enjuague e irrigación de heridas.

Gamas VERSOL

Cumplimiento y normas

El agua apirógena estéril VERSOL es un agua de calidad P.P.I. y cumple con las monografías correspondientes de la Farmacopea Europea en vigor. DM de clase IIa (estéril) y certificado ISO 9001 y NF EN ISO 13485.

Usos

Estos frascos se utilizan para el lavado de heridas y son estériles para un solo uso. No debe utilizarse para inyecciones.

Documentos facilitados previa solicitud

Boletín de análisis.





069801 069805A

Ref.	Descripción	Unid. de env.	€
069800	Agua estéril apirógena Versol calidad P.P.I DM 250 ml	1	NC -
069801	Agua estéril apirógena Otec 500 ml	1	NC -
069802	Agua estéril apirógena Otec 1 l (en palets)	550	NC -
069802A	Agua estéril apirógena Otec 1 l	1	NC -
069805	Agua estéril apirógena bidón de 5 l sobreenvasado (en palés)	75	NC -
069805A	Agua estéril apirógena bidón de 5 l sobreenvasado	1	NC -
069815	Agua estéril Miniversol 45 ml	24	NC -

Cloruro de sodio estéril al 0,9% estéril

Composición NaCl al 0,9% libre de pirógenos.
Envase: el cloruro de sodio 0,9 % estéril Miniversol de aclarado e irrigación está disponible en volúmenes de 45 ml a 1 litro.
El número de lote y la fecha de caducidad se indican en las etiquetas de las botellas. Garantía de más de un año.
Indicaciones y usos recomendados: solución fisiológica para el enjuague, la irrigación de la piel, las heridas y las cavidades quirúrgicas y el uso general en el laboratorio. Utilización como materia prima para la fabricación de medicamentos no inyectables, medios de cultivo, etc.
Documentos suministrados previa solicitud: certificado de conformidad con la monografía "agua purificada en envases" de la Farmacopea Europea en vigor, y con la norma Iso 3696 tipo 3.

Ref.	Descripción	Unid. de env.	€
069808	Cloruro de sodio 0,9% estéril 45 ml	1	NC -
069818	Cloruro de sodio 0,9% estéril 250 ml	1	NC -
069810	Cloruro de sodio 0,9% estéril 1 litro	1	NC -
069817B	Cloruro de sodio al 0,9% Otec estéril no pirogénico 500 ml	20	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB