Medio de separación de linfocitos PANCOLL

PAN BIOTECH



- Solución lista para usar
- Estéril
- Compuesto por un polisacárido con un peso molecular de 400.000 daltons
- Puede almacenarse entre 2°C y temperatura ambiente
- Para la preparación de soluciones de linfocitos a partir de sangre total
- pH 6,5 - 7,5 para todos los tipos de PANCOLL

PANCOLL Humano

- PANCOLL Humano densidad : 1,077 g/ml
- Osmolaridad : 280 - 300 mOsm/kg

Ref.	Densidad	Osmolaridad	Volumen (ml)	€
500201	1,077 g/ml	280-300	100	**NC -**

PANCOLL Animal

- PANCOLL Animal densidad : 1,077 g/ml
- Osmolaridad : 255 - 275 mOsm/kg

Ref.	Densidad	Osmolaridad	Volumen (ml)	€
P04-63100	1,077 g/ml	255-275	100	**Previa solicitud**
P04-63500	1,077 g/ml	255-275	500	**Previa solicitud**

PANCOLL Ratón

- PANCOLL ratón, densidad 1,086 g/ml
- Osmolaridad : 270-290 mOsm/kg

Ref.	Densidad	Osmolaridad	Volumen (ml)	€
P04-64100	1,086 g/ml	270-290	100	**Previa solicitud**
P04-64500	1,086 g/ml	270-290	500	**Previa solicitud**

Medios LSM (lymphocytes separation medium)

CORNING

- Osmolaridad 290 + 20 mOsm
- Baja viscosidad :
  aislamiento in vitro de linfocitos a partir de sangre total

Ref.	Ref. Corning	Descripción	Vol. (ml)	€
702627	25-072-CI	Medio LSM - Densidad 1077-1080 g/ml	100	**NC -**
702628	25-072-CV	Medio LSM - Densidad 1077-1080 g/ml	500	**NC -**

Medios de separación de linfocitos


Ref.	Descripción	Vol. (ml)	€
L0560-100	Medio de separación de linfocitos	100	**NC -**
L0560-500	Medio de separación de linfocitos	500	**NC -**

PHA-M (Fitohemaglutina)

- Estimula la proliferación de linfocitos en cultivo
- También se utiliza para la separación de leucocitos de la sangre total

Ref.	Descripción	Vol.	€
L3010-005	Fitohemaglutinina líquida	5 ml	**NC -**

Tubos “listos para usar”



Tubos antes centrifugado
Relleno con PANCOLL
(densidad 1,077 g/ml)

Tubos después centrifugado

- Reduce el riesgo de contaminación
- Ahorro de tiempo
- Estable 36 meses a 2 y 20°C
- Almacenar en un lugar oscuro

Precargado PANCOLL humano MSL

Ref.	Descripción	Tubos	Volume MSL	€
016760F	Gradilla de 25 tubos	50 ml	15 ml	**NC -**
016765F	Gradilla de 50 tubos	10 ml	3 ml	**NC -**

Precargado PANCOLL animal

Ref.	Descripción	Tubos	Volume MSL	€
016775F	Gradilla de 50 tubos	10 ml	3 ml	**NC -**

Gradiente de densidad de Ficoll y Percoll

cytiva

Ficoll-Paque Premium

- Solución lista para usar para la separación de células mononucleares de la sangre
- Consiste en un polímero de sacarosa
- Estéril

Ref.	Descripción	Densidad (g/ml)	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja
17-5446-02	Ficoll-Paque Premium 1,084	1,084	100	6	**NC -**
17-5446-52	Ficoll-Paque Premium 1,073	1,073	100	6	**NC -**

Ficoll en polvo

Ref.	Descripción	Peso	€
17-0300-05	Ficoll PM 400	5 kg	**NC -**
17-0300-10	Ficoll PM 400	100 g	**NC -**
17-0300-50	Ficoll PM 400	500 g	**NC -**
17-0310-10	Ficoll PM 70	100 g	**NC -**
17-0310-50	Ficoll PM 70	500 g	**NC -**

Percoll

- Consiste en partículas coloidales de silicio rodeadas de PVP (Percoll) o silano (Percoll Plus)
- Densidad : 1,130 g/ml
- Adecuado para la separación de polinucleos de neutrófilos

Ref.	Descripción	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja
17-0891-09	Percoll	1000	6	**NC -**
17-5445-01	Percoll Plus	1000	1	**NC -**
17-5445-02	Percoll Plus	250	1	**NC -**