Tubos Leucosep™ 12 ml y 50 ml Greiner Bio-One

- Separación sencilla y eficaz de las PBMC (linfocitos y mononucleares) de la sangre o la médula ósea
- Concentración directamente de la sangre total
- Separación rápida en 15 minutos a temperatura ambiente
- Durante la centrifugación, los linfocitos y las células mononucleares se separan de los elementos no deseados mediante un gradiente de densidad y se concentran en una fase por encima del medio de separación
- Una vez finalizada la separación, en el momento de la recolección, la barrera porosa minimiza la contaminación por glóbulos rojos de la fracción enriquecida
- Precargado con medio de separación Leucosep™ (densidad 1,077 g/ml)
- Disponible vacío para uso con todos los demás medios de separación del mercado




Ref.	Vol. (ml)	Medio de separación Leucosep™	Estéril	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
163288	12	Sí	Aséptico	50	500	NC -
163289	12	No	No	50	500	NC -
016765	12	No	Sí	50	500	NC -
227288	50	Sí	Aséptico	25	250	NC -
016761	50	No	No	25	300	NC -
016760	50	No	Sí	25	300	NC -


Sistema OncoQuick™ Greiner Bio-One

+ Un sistema sencillo, rápido y eficaz para el enriquecimiento de células tumorales circulantes liberadas de tumores sólidos o melanomas malignos.
+ Consiste en un tubo de polipropileno con una barrera porosa insertada sobre una solución de separación especialmente desarrollada.
+ Hasta 30 ml de sangre total anticoagulada se deposita directamente en el tubo OncoQuick™, y se centrifuga.
+ Además de los eritrocitos y los granulocitos, el medio de separación permite eliminar prácticamente los linfocitos y las células mononucleares.
+ Las células tumorales circulantes se concentran en la interfaz.

- Resultados en 45 minutos
- Sólo para uso de investigación
- Recuperación reproducible
- Eliminación de células sanguíneas hasta 6 unidades log
- No requiere de equipo de laboratorio adicional
- No requiere de bolas magnéticas
- Sin bloqueo de las moléculas marcadoras
- Enriquecimiento directamente a partir de sangre total



Enriquecimiento con células tumorales circulantes diseminadas a partir de sangre total.



Ref.	Volumen total tubo (ml)	Volumen de Sangre (ml)	Unid./ caja	€/ caja
227255	50	15 - 30	4	NC -
227250	50	15 - 30	10	NC -

Blood Sep Filter

Filtro sostenido por dos anillos moldeados en el tubo.
Estos aseguran que el filtro permanezca en su lugar durante la centrifugación.



Ref.	Volumen total del tubo Blood Sep Filter	Volumen de Sangre (ml)	Unid./ bolsa	€/ bolsa
016780	50 ml sin MSL	15 - 30	25	NC -
016782	15 ml sin MSL	3 - 8	10	NC -

Lana de nylon

- Para la separación de los leucocitos T de los leucocitos B
- Instrucciones de uso previa solicitud



Ref.	Cantidad	€
490002	10 g	NC -
490003	50 g	NC -
490004	100 g	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB