
Tubos precargados para los homogeneizadores Omni Bead Ruptor Elite y Bead Ruptor 4

* Microbial DNA free ** Tubo de pared reforzada


Vol. tubo (ml)	Bolas	Ø Bolas (mm)	Aplicaciones	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
0,5	Granate	0,15	Pequeño volumen de microorganismos, lisis	50	078101	NC -
	Carburo	0,25	Extracción de ARN, microorganismos, homogeneización	50	078103	NC -
	Cerámica	1,4	Tejidos blandos, homogeneización	50	078104	NC -
1,5	Metal	2,38	Tejidos duros, mezcla	50	078176	NC -
	Cerámica	1,4	Tejidos blandos, homogeneización	50	078178	NC -
	Cerámica	2,8	Tejidos duros, homogeneización	50	078179	NC -
2	Cerámica	0,1	Microorganismos, lisis	50	078220	NC -
	Cerámica	0,1	Microorganismos, lisis	50	078221*	NC -
	Cerámica	0,5	Microorganismos duros, lisis	50	078222	NC -
	Cerámica	0,5	Microorganismos duros, lisis	50	078223*	NC -
	Cerámica	1,4	Tejidos blandos, homogeneización	50	078105	NC -
	Cerámica	1,4	Tejidos blandos, homogeneización	50	078142*	NC -
	Cerámica	2,8	Tejidos duros, homogeneización	50	078106**	NC -
	Cerámica	2,8	Tejidos duros, homogeneización	50	078141*	NC -
	Cerámica	1,4 y 2,8	Tejidos duros, homogeneización	50	078224	NC -
	Metal	2,38	Tejidos duros, trituración	50	078098**	NC -
	Metal	2,38	Tejidos duros, trituración	50	078143*	NC -
	Vidrio	0,5	Microorganismos duros, lisis	50	078100	NC -
	Vidrio	0,5	Microorganismos duros, lisis	50	078144*	NC -
	Vidrio	0,1	Microorganismos, lisis	50	078099	NC -
	Granate	0,7	Tejidos duros y fibrosos, homogeneización	50	078102	NC -
7	Metal	2,38	Tejidos duros, trituración	50	078180	NC -
	Cerámica	1,4	Tejidos blandos, mezcla	50	078181	NC -
	Cerámica	2,8	Tejidos duros, mezcla	50	078182	NC -
	Vidrio	0,5	Microorganismos, lisis	50	078234	NC -
15	Cerámica	2,8	Tejidos duros, homogeneización	50	078201	NC -
30	Metal	2,4	Tejidos duros, mezcla	50	078202	NC -
	Metal	2,4 y cilindro de cerámica 6,35	Tejidos duros, mezcla	50	078203	NC -
	Cerámica	1,4 y cilindro de cerámica 6,35	Tejidos blandos, homogeneización	50	078204	NC -
	Cerámica	1,4	Tejidos blandos, homogeneización	50	078205	NC -
	Cerámica	2,8	Tejidos duros, homogeneización	50	078206	NC -
	Cerámica	2,8 y cilindro de cerámica 6,35	Tejidos duros, homogeneización	50	078207	NC -
50	Cerámica	2,8	Tejidos duros, homogeneización	50	078194	NC -

Homogeneizador de bolas OMNI Bead Ruptor 96

- Para el trituración mediante bolas de muestras de 25 µl a 50 ml
- Hasta 384 muestras procesadas simultáneamente por trituración (4 Placas Deepwell 1 ml 96 pocillos)
- Compatible con microplacas, Deepwell, tubos de 0,5/1,5 y 2 ml
- Se completa con los accesorios de su elección (soporte para microplacas, rack para 24 microtubos, frasco de trituración de acero inoxidable de 25 o 50 ml)
- Agitación sin bolas hasta 576 muestras (6 microplacas 96 pocillos)
- Frecuencia de agitación ajustable (de 3 a 30 Hz)
- Tiempo ajustable de 5 segundo a 99 minutos



Rango de volumen	‹ 25 µl a 50 ml
Frecuencia de agitación	3 a 30 Hz
Tiempo de Agitación	5 seg a 99 min
Nivel de ruido (dB)	‹ 72
Dimensiones an x pr x al (cm)	38,1 x 43,18 x 22,86
Peso (kg)	42
Ref.	078162
€	NC -







*Funciona con una bola de acero inoxidable de 10 mm, volumen de muestra de 4 a 10 ml.
**Funciona con una bola de acero inoxidable de 25 mm, volumen de muestra de 8 a 20 ml.

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
078163	Soporte para microplacas (1 Deepwell de 2 ml o 2 Deepwell de 1 ml o 3 placas de formato estándar)	2	NC -
078164	Gradilla para 24 microtubos de 1,5 o 2 ml o 24 tubos de rosca de 0,5 o 2 ml	2	NC -
078027	Soporte para 4 tubos 50 ml	2	NC -
078165	Recipiente de trituración de acero inoxidable 25 ml*	2	NC -
078166	Recipiente de trituración de acero inoxidable 50 ml**	2	NC -
078167	Bola de acero inoxidable de 10 mm	10	NC -
078168	Bola de acero inoxidable de 25 mm	5	NC -
078107	Bolsa de bolas de metal de 2,38 mm, 500 gramos	1	NC -
078172	Bolsa de bolas de acero inoxidable de 5 mm, 500 gramos	1	NC -
078173B	Placas deepwell 96 pocillos cuadrados de 2 ml formato SBS	10	NC -
078174B	Tapete de sellado para placa Deepwell	10	NC -
078175	Juego de 5 placas Deepwell 96 pocillos cuadradas de 2 ml con 1 bola de acero inoxidable de 5 mm por pocillo y 10 tapetes de sellado	1 lote	NC -
078226	Juego de 2 placas Deepwell 96 pocillos cuadrados de 2 ml con 1 bola de cerámica de 0,1 mm por pocillo y tapete de sellado	1 lote	NC -
078227	Juego de 10 placas Deepwell 96 pocillos cuadrados de 2 ml con 1 bola de cerámica de 0,1 mm por pocillo y tapete de sellado	1 lote	NC -
078228	Juego de 10 placas Deepwell 96 pocillos cuadrados de 2 ml con 1 bola de cerámica de 1,4 mm por pocillo y tapete de sellado	1 lote	NC -
078229	Juego de 2 placas Deepwell 96 pocillos cuadrados de 2 ml con 1 bola de cerámica de 1,4 mm por pocillo y tapete de sellado	1 lote	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB