Tubos precargados para los homogeneizadores Bullet Blender

Código color	Aplicaciones	Bolas	Ø (mm)	Vol. tubo (ml)	Tipo de tubo	RNase free	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
Verde	Tejidos blandos (músculos)	Acero inoxidable	50 µl de bolas 0,5 mm 50 µl de bolas 0,9 - 2 mm	1,5	RINO	No	50	152093	NC -
						Sí	50	152094	NC -
						No	250	152095	NC -
						Sí	250	152096	NC -
				1,5	Eppendorf safe-lock	No	50	152089	NC -
						Sí	50	152090	NC -
						No	250	152091	NC -
						Sí	250	152092	NC -
				5		No	20	152085	NC -
						Sí	20	152086	NC -
						No	100	152087	NC -
						Sí	100	152088	NC -
Azul	Muestras duras (huesos, tumores, insectos de caparazón duro)	Acero inoxidable	100 µl de bolas 0,9 - 2 mm y 5 bolas 3,2 mm	1,5	RINO	No	50	555668	NC -
						Sí	50	555669	NC -
						No	250	555670	NC -
						Sí	250	555671	NC -
				1,5	Eppendorf safe-lock	No	50	152062	NC -
						Sí	50	152063	NC -
						No	250	152064	NC -
						Sí	250	152065	NC -
				5		No	20	555710	NC -
						Sí	20	555711	NC -
						No	100	555712	NC -
						Sí	100	555713	NC -
Rosa	Muestras blandas y pequeñas (hígado)	Óxido de circonio	50 µl de bolas 0,5 mm y 50 µl de bolas 1 mm	1,5	RINO	No	50	555726	NC -
						Sí	50	555703	NC -
						No	250	555727	NC -
						Sí	250	555702	NC -
				1,5	Eppendorf safe-lock	No	50	555722	NC -
						Sí	50	555723	NC -
						No	250	555724	NC -
						Sí	250	555725	NC -
				5		No	20	555718	NC -
						Sí	20	555719	NC -
						No	100	555720	NC -
						Sí	100	555721	NC -
Rojo	Muestras flexibles y de gran tamaño	Óxido de circonio	100 µl de bolas 0,5 mm y 100 µl de bolas 1 mm	1,5	RINO	No	50	555707	NC -
						Sí	50	555705	NC -
						No	250	555708	NC -
						Sí	250	555704	NC -
				1,5	Eppendorf safe-lock	No	50	555732	NC -
						Sí	50	555733	NC -
						No	250	152074	NC -
						Sí	250	555734	NC -
				5		No	20	555728	NC -
						Sí	20	555729	NC -
						No	100	555730	NC -
						Sí	100	555731	NC -
Amarillo	Lisis bacteriana	Cerámica	200 µl de bolas 0,15 mm	1,5	RINO	No	50	555739	NC -
						Sí	50	555740	NC -
						No	250	555741	NC -
						Sí	250	555742	NC -
				1,5	Eppendorf safe-lock	No	50	555735	NC -
						Sí	50	555736	NC -
						No	250	555737	NC -
						Sí	250	555738	NC -
Naranja	Extracción de bacterias, generación de suspensiones celulares a partir de muestras de tejido	Acero inoxidable	5 bolas de 3,2 mm	1,5	RINO	Sí	50	555715	NC -
						Sí	250	555717	NC -
				1,5	Eppendorf safe-lock	Sí	50	555714	NC -
						Sí	250	555716	NC -

Tubos solos

Microtubos de 1,5 ml de pared reforzada

Tubo reforzado para una homogeneización vigorosa. Tapón de rosca con junta para evitar la pérdida de muestras. Se recomienda su uso con bolas de metal de molienda



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
152051	Microtubos RINO de 1,5 ml, estériles	500	NC -

Microtubos Safe-Lock

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
033508	Microtubos Eppendorf Safe-Lock 1,5 ml, PCR clean	1000	NC -
033509	Microtubos Eppendorf Safe-Lock 2 ml, PCR clean	1000	NC -

Tubos

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
933008	Tubos Eppendorf de 5 ml sin DNasa/RNasa, estériles	200	NC -
191051	Tubos TPP 50 ml, fondo cónico con faldón, estériles	320	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid/ bolsa	€/ bolsa
152012	Cucharas medidoras de 1,2 ml, envase individual, estéril	200	NC -
152013		20	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB