Bolas para triturador/homogeneizador

- Acero inoxidable: para tejidos vegetales
- Carburo : para ARN microbiológico y muestras de suelo
- Cerámica: para tejidos vegetales, animales y humanos blandos
- Granate: para muestras duras, no apto para muestras de suelo
- Metal: para todo tipo de tejidos duros
- Óxido de circonio: para muestras de alta viscosidad
- Silicato de circonio: para esporas y la mayoría de los tejidos
- Vidrio: para los microorganismos
- Zirconio: para tejidos duros

Tubos de bolas

- Estériles (excepto los tubos de 50 ml)
- Bolas UFO: forma especial para moler muestras fibrosas o elásticas

Volumen de Bolas(ml)	Material	Ø (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
4	Acero inoxidable	0,2	1	152033	NC -
		0,5	1	152035	NC -
		0,9 a 2	1	152037	NC -
		1,6	1	152052	NC -
10		3,2	1	152053	NC -
		4,8	1	152054	NC -
		6	1	152056	NC -
10	Acero inoxidable - bola UFO	3,5	1	152058	NC -
50			1	152057*	NC -
10		5,6	1	152060	NC -
50			1	152059*	NC -
4	Óxido de circonio	0,15	1	152025	NC -
		0,5	1	152027	NC -
		1	1	152029	NC -
		2	1	152031	NC -
4	Vidrio	0,1	1	152017	NC -
		0,5	1	152019	NC -

* No estéril.

Frascos de bolas Triple Pure

- Bolas de grado de biología molecular, certificadas como libres de ARNasa, ADNasa, proteasas y ácidos nucleicos

Material	Ø (mm)	Peso (g)	Ref.	€
Zirconio	0,1	250	062809	NC -
	0,5	250	062776	NC -
	1	250	062815	NC -
	1,5	250	062816	NC -
	3	300	062773	NC -

Tubo XXTuff de polipropileno reforzado

- Las mismas dimensiones que un microtubo de 2 ml
- Tubo reforzado que permite el uso de bolas de acero
- Tapón de rosca con junta

Tubo de acero inoxidable

- Mismas dimensiones externas que un microtubo de 2 ml
- Mejora el intercambio de calor y la resistencia
- Ideal para aplicaciones en las que el polipropileno podría contaminar la muestra
- Recomendado para moler bajo nitrógeno líquido
- Se necesitan tapones de silicona para moler muestras secas o congeladas utilizando bolas de acero (se venden por separado)

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
918093	Tubo XXTUFF 2 ml	200	NC -
918009	Tubo de acero inoxidable de 1,8 ml	100	NC -
918021	Tapón de silicona para tubo de acero inoxidable	100	NC -

Bolsas de bolas

Material	Ø (mm)	Peso (g)	Ref.	€
Acero inoxidable	0,2	450	152032	NC -
	0,5	450	152034	NC -
	0,9 a 2	450	152036	NC -
	1,6	450	152038	NC -
	2,3	450	555743	NC -
	3,2	450	152039	NC -
	4,8	450	152040	NC -
	6	450	152055	NC -
	10	-	078167*	NC -
	25	-	078168**	NC -
Cerámica	1,4	325	078112	NC -
	2,8	325	078113	NC -
	6,5	325	078219	NC -
Granate	0,15	500	078110	NC -
	0,7	500	078111	NC -
Metal	1,4	1000	531615	NC -
	2,38	500	078107	NC -
	3	1000	531609	NC -
	4	1000	531616	NC -
	6	1000	531610	NC -
Óxido de circonio	0,15	450	152024	NC -
	0,5	450	152026B	NC -
	1	450	152028	NC -
	2	450	152030	NC -
	2,5	450	152080	NC -
Silicato de circonio	0,1	450	918006	NC -
	0,5	450	918000	NC -
	0,5	450	555744	NC -
	1	450	152022	NC -
		450	918015	NC -

Material	Ø (mm)	Peso (g)	Ref.	€
Vidrio	0,1	375	079052	NC -
		400	078108	NC -
		450	152016	NC -
		450	918004	NC -
	0,2	1000	531611	NC -
	0,5	375	079053	NC -
		400	078109	NC -
		450	152018	NC -
		450	918014	NC -
	1	450	152020	NC -
	1	1000	068499	NC -
	2	1000	068500	NC -
	3	1000	068501	NC -
	4	1000	068502	NC -
	5	1000	068503	NC -
	6	1000	068504	NC -
	8	1000	068505	NC -
	10	1000	068555	NC -
Zirconio	2	450	918016	NC -
Sílice	1,4	1000	531607	NC -
	2,8	1000	531608	NC -

*lote de 10; **lote de 5

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB