Homogeneizador TissueMaster-125 Omni



- Potencia : 125 W
- Económico , para muestras de 0.2 a 100 ml
- Motor de velocidad variable de 5.000 a 35.000 rpm
- Se suministra con una varilla de dispersión C189 de 7 mm x 85 mm
- La mayoría de las muestras se dispersan en menos de un minuto
- Fácil de limpiar y desmontar
- Portátil y ligero
- Para ser manipulado a mano o montado en un soporte
- Normas CSA, UL y CE C196
- Ruido inferior a 72 dB
- Motor 1 año de garantía

Ref.	Descripción	€
078053	Homogeneizador TissueMaster-125 con varilla 7 x 85 mm	**NC -**

Homogeneizador Omni TH



- Para sostener en la mano o en un soporte
- Para muestras de 0,05 a 100 ml
- Ligero y ergonómico
- Se suministra con la herramienta de montaje de la sonda/varilla de dispersión y el manual
- Motor de 125 W
- Montaje de sondas de acero inoxidable EZ connect con bayoneta de 1/4 de vuelta
- Ruido limitado a 72 dB
- Velocidad variable de 5.000 a 35.000 rpm
- Certificado CSA

Paquete TH: con motor homogeneizador TH 220 V, 3 varillas EZ-Connect para el triturado fino (5 x 75 mm de fondo plano (Ref. 078007), 7 x 115 mm de dientes de sierra (Ref. 078148) y 10 x 115 mm de dientes de sierra (Ref. 078150), tuerca y soporte.

Visiten nuestras WEB

Ref.	Descripción	€
078000	Pack TH completo	**NC -**
078001	Homogeneizador de tejidos Omni solo	**NC -**
078002	Base	**NC -**
078254	Varilla con tuerca de montaje	**NC -**

Homogeneizador Omni THQ



- Para muestras de 200 µl a 120 ml
- Para sostener en la mano o en un soporte
- Velocidad variable de 8.000 a 32.000 rpm
- Nivel de ruido máximo 68 dB
- Motor de 40 W
- Se suministra con una herramienta de montaje, una pinza de soporte, un manual y un kit de inicio que incluye 12 varillas de dispersión de plástico, 6 para tejidos blandos y 6 para tejidos duros o congelados
- Varilla de dispersión :
  - Ø : 7 x 110 mm
  - Volumen de trabajo recomendado : 0,25 a 30 ml

Ref.	Descripción	€
078211	Homogeneizador THQ	**NC -**
078002	Base	**NC -**

Homogeneizador Omni GLH-850



- Para muestras de 1,5 ml a 5 l
- Motor 850 W, 2 años de garantía
- Velocidad variable : 2700 a 25000 rpm
- Nivel acústico : < 72 dB
- Temporizador hasta 9 min 59 seg
- Botón on / off
- Base incluida

Ref.	Descripción	€
078146	Homogeneizador GLH-850 completo con 3 varillas de acero inoxidable (10, 20 y 30 mm)	**NC -**
078147	Motor solo Homogeneizador GLH-850	**NC -**