Varillas de dispersión de acero inoxidable Omni con varilla rotor estator

Varillas para los homogeneizadores Omni TH y GLH 850

Ref.	Dimensiones Ø x al (mm)	Volumen (ml)	Fondo	Tipo de trituración	€
078007	5 x 75	0,02 - 5	Plano	Fina	**NC -**
078008	5 x 75	0,02 - 5	Plano	Gruesa	**NC -**
078148	7 x 115	0,25 - 30	Dentada	Fina	**NC -**
078149	7 x 115	0,25 - 30	Dentada	Gruesa	**NC -**
078150	10 x 115	1,5 - 100	Dentada	Fina	**NC -**
078151	10 x 115	1,5 - 100	Dentada	Gruesa	**NC -**

Varillas para homogeneizador Omni GLH 850 únicamente

Ref.	Dimensiones Ø x al (mm)	Volumen (ml)	Fondo	Tipo de trituración	€
078021	20 x 195	100 - 2000	Dentada	Fina	**NC -**
078022	20 x 195	100 - 2000	Dentada	Gruesa	**NC -**
078152	30 x 195	200 - 5000	Almenada	Fina	**NC -**
078153	30 x 195	200 - 5000	Almenada	Gruesa	**NC -**

Varillas para homogeneizador Omni THQ

Ref.	Dimensiones ø x al (mm)	Volumen (ml)	Fondo	Unid./caja	€
078212	5 x 75	0,2 - 5	Dentada	1	**NC -**
078213	5 x 75	0,2 - 5		6	**NC -**
078214	7 x 100	0,25 - 30		1	**NC -**
078215	7 x 100	0,25 - 30		6	**NC -**
078216	10 x 110	1,5 - 100		1	**NC -**
078217	10 x 110	1,5 - 100		6	**NC -**



Las fotos de la derecha no están a escala entre sí.



¿BUSCAS UNA REFERENCIA?

ENTRA EN CUALQUIER WEB DEL GRUPO DUTSCHER



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB