## Homogeneizador Triturador D1000

Benchmark

Para homogeneizar, triturar, emulsionar o romper muestras biológicas.

- Funciona según el principio rotor-estator
- Homogeneización rápida en 30 segundos
- Velocidad variable de 8000 a 30000 rpm
- Velocidad ajustable en 6 pasos
- Ideal para trabajar con microtubos
- Varillas de trituración de 5 o 7 mm de diámetro para microtubos
- Varillas de trituración de 10 mm de diámetro para tubos de 15 o 50 ml
- Varillas de trituración de 14 mm para volúmenes de 50 a 250 ml
- Capacidad: 0,1 a 250 ml
- Nivel acústico : ‹ 70 db
- Rango de temperatura de uso : 4 a 65 °C
- Dimensiones sin sonda : 4,5 x 5,8 x 22,5 cm
- 230 V y 50 Hz
- Garantía: 2 años
- Se suministra con 2 varillas de trituración de 5 y 7 mm





| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| **062562** | Homogeneizador Triturador D1000 | **NC -** |
| **062563** | Varilla para homogeneizador 062562 10 x 115 mm | **NC -** |
| **062564** | Varilla para homogeneizador 14 x 130 mm | **NC -** |
| **062565** | Varilla para homogeneizador 5 x 50 mm | **NC -** |
| **062566** | Varilla para homogeneizador 7 x 50 mm | **NC -** |
| **062567** | Soporte para homogeneizador 062562 | **NC -** |

062566



062565



062563



062564



## Sonicador - homogeneizador ultrasónico Pulse 150

Benchmark

- Para homogeneizar muestras de 0,1 a 150 ml
- Aplicaciones: disrupción celular, fragmentación de ácidos nucleicos para la preparación de bibliotecas NGS o ChIP-seq
- Programable con pantalla táctil
- Frecuencia 25 kHz, potencia máxima 150 W
- Modo pulsado (alternancia de emisiones de ultrasonidos/pausa) de 0,1 a 99,9 segundos/pulso
- Temporizador de 1 segundo a 99 horas, 59 minutos, 59 segundos
- Dimensiones an x pr x al (cm): 30,5 x 47 x 43
- Peso (kg): 16
- Se suministra con cámara insonorizada, soporte y sonda de 6 mm de diámetro (otras sondas deben pedirse por separado)
- Garantía: 2 años




| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| **162514** | Sonicador Pulse 150, 230 V | **NC -** |

### Sondas

| Ref. | Ø (mm) | Para volumen (ml) | € |
|---|---|---|---|
| **162515** | 2 | 0,1 - 5 | **NC -** |
| **162516** | 3 | 3 - 10 | **NC -** |
| **162517** | 6 | 10 - 100 | **NC -** |
| **162518** | 8 | 25 - 150 | **NC -** |



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB