Autómatas de purificación de ácidos nucleicos MagnetaPure

- Sistema automatizado para la purificación de ADN, ARN, proteínas y células a partir de una amplia variedad de muestras como sangre, bacterias, tejidos, fluidos corporales y plantas
- Tecnología basada en la separación magnética, para una extracción de alto flujo y calidad sin contaminación cruzada entre muestras o transferencia de reactivos
- Extracción de hasta 96 muestras simultáneamente
- Volumen de reacción de 20 µl a 10 ml
- Ciclo de extracción rápido : 20 a 60 minutos
- Pantalla táctil intuitiva
- Función de calentamiento para una lisis y elución óptimas
- Lámpara UV para descontaminar el autómata
- Programas listos para usar para una amplia gama de protocolos
- Las muestras pueden rastrearse mediante un lector de códigos de barras: suministrado con el modelo MagnetaPure mini

NUEVO



531630



255745 y 531559



255744



531623

Modelo	MagnetaPure mini	MagnetaPure 32 Plus	MagnetaPure 96	MagnetaPure 24	MagnetaPure 24D
Número de muestras	1 a 16	1 a 32	1 a 96	1 a 24	1 a 24
Volumen de Muestra por pocillo	20 µl a 1 ml	30 µl a 1 ml	50 µl a 1 ml	50 µl a 10 ml	50 µl a 10 ml
Temperatura de calentamiento	Ambiente a 120 °C	Ambiente a 120 °C	Ambiente a 120 °C	Ambiente a 120 °C	Ambiente a 120 °C
Pantalla	Táctil de 4,3"	Táctil de 7"	Táctil de 7"	Táctil de 7"	Táctil de 7"
Capacidad de almacenamiento	Hasta 100 Programas	Hasta 500 Programas	Hasta 100 Programas	Hasta 100 Programas	Hasta 100 Programas
Etapas de extracción	Lisis, retención, lavado, elución	Lisis, retención, lavado, elución	Lisis, retención, lavado, elución	Lisis, retención, lavado, elución	Lisis, retención, lavado, elución
Conexión	USB y Ethernet	4 puertos USB y Ethernet	4 puertos USB y Ethernet	USB y Ethernet	4 puertos USB, ethernet
Esterilización	Lámpara UV	Lámpara UV	Lámpara UV	Lámpara UV	Lámpara UV
Lector de códigos de barras	Sí	No	No	No	No
Tensión de alimentación máx. (W)	450	450	450	450	450
Dimensiones L x f x al (cm)	20 x 26 x 30	42 x 41 x 43	56 x 62 x 50	56 x 62 x 50	40 x 52 x 45
Peso (kg)	7	20	54	54	30
Ref.	**531623**	**255744**	**255745**	**531559**	**531630**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Consumibles asociados

	Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
MagnetaPure mini	**531557B**	Placa deepwell 96 pocillos	50	**NC -**
	531565B	Peine 8 dientes	200	**NC -**
MagnetaPure 32 Plus	**531557B**	Placa deepwell 96 pocillos	50	**NC -**
	531565B	Peine 8 dientes	200	**NC -**
MagnetaPure 96	**531557B**	Placa deepwell 96 pocillos	50	**NC -**
	531556B	Peine 96 dientes	100	**NC -**
	531558B	Placa de elución 96 pocillos	100	**NC -**
MagnetaPure 24	**531618**	Placa 24 pocillos	50	**NC -**
MagnetaPure 24D	**531631**	Tira de tubos de 10 ml	500	**NC -**
	531633	Tira de tubos de 5 ml	500	**NC -**
	531632	Peine 12 dientes	200	**NC -**

Accesorio

- Lector de códigos de barras para un seguimiento rápido y sencillo de las muestras

Ref.	Descripción	€
531647	Lector de códigos de barras MagnetaPure mini	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB