Espectrofotómetro de microvolumen Ezdrop 1000

- Medición en sólo 3 segundos
- Numerosas aplicaciones: espectro (190 - 1000 nm), ácidos nucleicos, proteínas UV, crecimiento bacteriano (600 nm)

Lámpara :	Xenon flash
Rango de longitud de onda (mm)	190 - 1000
Rango de concentración de ADN de doble cadena (ng/µl)	2 - 20000
Rango de concentración de BSA (mg/ml)	0,06 - 600
Rango de absorbancia (10 mm de equivalencia)	0,04 - 400 A
Volumen de Muestra (µl)	1
Tiempo de medición (segundos)	‹ 3
Detector	2048 elementos CMOS
Pantalla	Pantalla táctil 7"
Interfaz/ conectividad	USB-A
Almacenamiento interno	32 GB
Dimensiones L x Pr. x Al. (mm)	206 x 333 x 166
Peso (kg)	3,5
Ref.	**255223**
€	**NC -**

- Célula de deposición de acero inoxidable y cuarzo con revestimiento hidrofóbico para garantizar la formación de gotas estables
- Luz LED para guiar el depósito de la muestra
- Pantalla táctil fácil de usar y compatible con el uso de guantes



Papel óptico para microscopios

Papel de alta calidad para la limpieza de superficies ópticas y lentes de plástico, vidrio o cuarzo. No contiene agentes químicos, silicona ni aditivos especiales.

- Muy suave, no raya
- Muy puro, sin aditivos
- Muy absorbente para eliminar la grasa y la humedad

Ref.	Dimensiones (mm)	Envase	€
036445	100 x 150	25 libros de 25 hojas	**NC -**
036531	200 x 300	100	**NC -**
036532	460 x 570	500	**NC -**



Papel óptico

- De papel Japón
- Papel para limpiar las lentes
- Sin pelusas
- Se vende en bolsas de 25 hojas

Ref.	Formato (mm)	Unid./ caja	€/ caja
074089	100 x 150	625	**NC -**
074090	200 x 300	100	**NC -**
074091	460 x 570	500	**NC -**



Papel de limpieza de óptica ECO



Ref.	Dimensiones (mm)	Envase	€/ caja
068885	95 x 135	25 libros de 25 hojas	**NC -**
068886	190 x 135	500 hojas	**NC -**
068887	190 x 270	500 hojas	**NC -**
068888	380 x 540	500 hojas	**NC -**

Group Dutscher IBERICA
Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com
BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com
teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB