Termociclador en tiempo real QuantReady 9600

- 6 canales de fluorescencia compatibles con multiplexación (FAM/ SYBR Green I // JOE/HEX/TET/VIC // NED/TAMRA/Cy3 // ROX/ Texas Red // Cy5 // Cy5.5)
- Excitación LED, sensor PMT
- Consumibles compatibles: tubos, tiras o placas PCR de 96 pocillos (con semi faldón o sin faldón) 0,2 ml (perfil estándar) y 0,1 ml (low profile)
- Control mediante pantalla táctil 10,1"
- Software de análisis incluído: cuantificación absoluta, cuantificación relativa, genotipado SNP, HRM...
- Rango de temperatura del bloque : 4 a 105 °C
- Gradiente: 1-40 °C
- Velocidad de calentamiento y enfriamiento: 6 °C/seg
- Precisión, uniformidad y precisión de temperatura: ≤± 0,1°C
- Rango de temperaturas de la tapa: 30 °C a 110 °C
- Conectividad : USB-Ax2, USB-B, RJ45
- Dimensión (an x p x al) : 525 x 320 x 420 mm
- Peso: 27 kg

Ref.	Descripción	€
865095	Termociclador qPCR Quantready 9600	**NC -**



Termociclador qPCR FastGene® qFYR

- 4 canales de fluorescencia compatibles con multiplexación (FAM/ SYBR Green I // VIC/JOE/HEX/TET // ROX/Texas Red // Cy5)
- Excitación LED, sensor PMT
- Consumible compatible: tubos, tiras y placas PCR de 96 pocillos de 0,1 ml (low profile) con semi faldón y sin faldón
- Software de análisis incluído: cuantificación absoluta, cuantificación relativa, genotipado SNP, HRM...
- Rango de temperatura del bloque : 4 a 100 °C
- Velocidad de calentamiento y enfriamiento: 6 °C/seg
- Gradiente: 1-36 °C , 12 columnas
- Precisión, uniformidad y precisión de temperatura: ≤± 0,2°C
- Dimensión (an x p x al) : 350 x 520 x 370 mm
- Peso: 25 kg

Ref.	Descripción	€
523625	Termociclador qPCR qFYR	**NC -**



Sistemas de amplificación de ácidos nucleicos por PCR isotherme Gene-8C

- Sistema de amplificación de ácidos nucleicos (ADN o ARN) por PCR isotérmica con control de amplificación por fluorescencia
- Funciona de forma independiente, pero también puede conectarse a un ordenador mediante USB o a un teléfono móvil android
- Capacidad para 8 muestras simultáneas (tubos PCR estándar de 0,2 ml o tiras de 8 tubos PCR)
- Descarga de datos mediante memoria USB o Wifi
- Pantalla táctil 7"
- Datos imprimibles (conexión USB)
- Disponible en versión de 1 canal (Gene-8C)
- Dispositivo portátil con batería para uso móvil (de 2 a 5 horas de autonomía)

Modelo	Gene-8C
Número de muestras	8 pocillos (una tira de 8 microtubos)
Volumen de Muestra	15 a 150 µl
Pantalla táctil	7" (17,8 cm)
Rango de temperatura	Ambiente a 99 °C
Precisión / uniformidad de temperatura	±0,1 °C/ ±0,15 °C
Velocidad de calentamiento y enfriamiento	2 °C/seg
Canales de fluorescencia	1
Emisión (nm)	470
Detección (nm)	525
Dimensiones An. x Pr. x Al. (mm)	145 x 305 x 100
Peso (kg)	1,9
Ref.	**531582**
€	**NC -**



Accesorio

Ref.	Descripción	€
531584	Cargador para GENE-8C y GENE-8C2	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB