Generadores Corning® PS250HA y PS300GP

CORNING

NUEVO

GARANTÍA 3 AÑOS



- Compacto y apilable
- Se puede conectar a 4 dispositivos simultáneamente
- Función de temporizador
- Detección de sobrecarga, cambio o ausencia de carga y fuga
- Reinicio automático en caso de corte de energía

PS250HA

+ Posibilidad de crear y guardar 10 programas con hasta 10 pasos cada uno
+ Tensión, corriente y potencia constantes, alta intensidad
+ Recomendado para alimentar el equipo para la realización de western blot

PS300GP

+ Tensión y corriente constantes
+ Recomendado para alimentar sistemas de electroforesis verticales u horizontales

Modelos	Axygen PS250HA	Axygen PS300GP
Potencia máxima (W)	300, incrementos de 1	90
Voltaje (V)	5 a 250, en incrementos de 1	2 a 300, en incrementos de 1
Corriente (mA)	10 a 3000, en incrementos de 1	4 a 500, en incrementos de 1
Temporizador (h/min)	99,99	
Función de pausa	Sí	
Dimensiones L x f x al (cm)	20 x 31,4 x 8,5	
Peso (Kg)	2,45	
Ref.	**936302**	**936303**
€	**NC -**	**NC -**

Generador myVolt touch

Benchmark Scientific



- Para la electroforesis en gel de agarosa o acrilamida
- Programación intuitiva
- Se coloca horizontalmente o verticalmente
- Pantalla táctil con rotación automática
- Modo de tensión o corriente constante
- Detección de sobrecarga, cambio de carga y ausencia de carga
- Unidad apilable

Corriente (mA)	4 a 400
Incremento de corriente (mA)	5
Tensión (V)	10 a 300
Incremento de tensión (V)	5
Potencia máxima (W)	100
Temporizador	De 1 minuto a 99 h 59 min
Número de salidas	4
Dim. pantalla (mm)	50,8 x 50,8
Dim. (cm) an x f x al	21,5 x 15,5 x 9,75
Peso (kg)	1,6
Ref.	**062694B**
€	**NC -**



