Generadores de electroforesis Pantalla LCD Consort

Consort

- Pantalla LCD con asistencia al usuario en caso de error
- Reinicio automático en caso de corte de energía
- 9 programas diferentes con hasta 9 pasos cada uno
- Reloj en tiempo real con registro de los parámetros de funcionamiento y recuperación a través de la interfaz USB



X: recomendado

Modelo	EV2310	EV2650	EV2320	EV3020	EV3610	EV3150	EV3330	EV3620
Tensión máx. (V)	300	600	3000	300	600	1200	3000	6000
Corriente máx. (mA)	1000	500	150	2000	1000	500	300	150
Potencia máxima (W)	150	150	150	300	300	300	300	300
Número de salidas	4							
Temporizador	0 a 99 h 59 min							
Para enchufe de diámetro (mm)	4	4	4	4	4	4	4	2
Aplicaciones								
Secuenciación del ADN							x	x
Flat bed isoelectric focusing						x	x	x
Gel horizontal	x	x	x	x	x	x	x	
Gel vertical largo								x
Gel vertical	x	x	x	x	x	x	x	
Electroelución		x	x		x	x		
Western blotting				x				
Secado semi-seco				x				
Mini-western blotting	x							
Mini blotting semi-seco	x							
Ref.	324083	324084	324085	324086	324087	324088	324089	324093
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
324068	Reductor con conectores tipo banana de 4 mm de diámetro para salida de 2 mm	NC -
324069	Adaptador de conectores tipo banana de 2 mm con funda retráctil para tomas de 4 mm	NC -

Generadores de electroforesis Apelex

APELEX

La gama de generadores Apelex cubre todas las aplicaciones de la electroforesis.

- Panel frontal con botones táctiles
- Reinicio automático en caso de corte de energía
- Visualización constante de los parámetros mediante LED
- Temporizador para todos los modelos excepto PS 304
- Para enchufe de 4 mm de diámetro



X : recomendado o : opcional

Modelo	PS 304 XL	PS 503 XL
Características		
Tensión máx. (V)	300	500
Corriente máx. (mA)	400	300
Potencia máxima (W)	100	100
Número de salidas	4	4
Tensión y corriente constantes	x	x
Tensión, corriente y potencia constantes		
Temporizador		x
Integrador		
Programable		
Teclas táctiles	x	x
Aplicaciones		
Electroforesis de agarosa ADN/ARN	x	x
Fragmentos RFLP y ADN	x	x
Screening PCR	x	x
Secuenciación de ácidos nucleicos		
Isoelectric focusing SSCP		
Electroforesis de proteínas	o	x
Geles preparatorios SDS PAGE	o	x
Secado semi-seco	o	x
Western Blotting		
Ref.	049197B	049189B
€	NC -	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB