Sistema de electroforesis RunOne para ácidos nucleicos



Para electroforesis horizontal en minigeles.

Todo en uno:

+ cubetas de electroforesis con bandeja de 6 compartimentos;
+ generador con temporizador integrado ;
+ acepta simultáneamente 2 formatos de geles de agarosa y poliacrilamida.

Accesorios opcionales: sistema Multicaster, geles prefabricados.
El sistema con temporizador viene completo con generador y transformador de 220V, bandeja de preparación de 6 compartimentos, 6 bandejas de gel de agarosa (4 minigeles, 2 maxigeles) con tapa y 2 peines. Las bandejas para geles de poliacrilamida (4 minigeles, 2 maxigeles) se piden por separado.

- La bandeja tiene 6 compartimentos moldeados que permiten verter de 1 a 6 geles
- Tamaño del gel: minigel (5,2 x 5,9 cm) y estándar (10,7 x 5,9 cm)
- Capacidad: 4 minigeles y 2 geles estándar
- Estanqueidad, sin juntas ni adhesivos
- Generador con temporizador integrado
- Generador extraíble con 3 selecciones de voltaje: 25 V, 50 V o 100 V
- Volumen de tampón necesario : 350 ml para 2 minigeles o 1 gel estándar
- Número de muestras máximas : De 17 a 96 según la bandeja

Ref.	Descripción	€
038401	Sistema RunOne completo	**NC -**






Accesorios para la cubeta RunOne

Bandeja transparente a los rayos UV (diferentes tamaños según la aplicación).


Ref.	Bandeja para	Dim. An x Al (cm)	€ 4 unid.
038420	Mini gel agarosa	5,4 x 5,9	**NC -**
038421	Gel de acrilamida (apaisado) con tapa	11 x 6	**NC -**
038422	Mini gel de acrilamida con tapa	5,7 x 5,9	**NC -**




Bandeja para visualización de los pocillos de deposición

Especialmente diseñado para facilitar la deposición en la cubeta RunOne (de color rojo o azul, se ajusta debajo del gel y permite el contraste entre la agarosa y los pocillos).

Ref.	Para gel de agarosa de formato	Color	Dim. An x Al (cm)	€ la bandeja
038423B	Apaisado 6 x 9,5 cm	Azul	11,5 x 9,5	**NC -**
035425	Medio 11,5 x 8,9 cm	Rojo	11,5 x 9,5	**NC -**
035426	Largo 11,5 x 11,9 cm	Rojo	11,5 x 11,5	**NC -**







Sistema de preparación

Ref.	Descripción	€
039030	Sistema de preparación	**NC -**

* € 4 minis y 2 apaisados

