Multicaster para cubeta RunOne



Accesorios de preparación de gel para cubeta RunOne para los screenings de alta densidad (geles de agarosa de 96 pocillos). El sistema Multicaster consiste en una bandeja con muescas y peines diseñada para la preparación geles de agarosa en pocos minutos, sin sellos ni adhesivos. Las bandejas son transparentes a los rayos UV. 4 Modelos disponibles.

Multicaster

Tipo	8 filas	12 filas	Geles preparatorios	HLA Multicasting
L x An (mm)	116 x 118	116 x 118	116 x 118	116 x 89
Líneas de depósitos realizables	8 x (12 + 1) / 4 x (24 + 1)	12 x (8 + 1) / 6 x (16 + 2)	2	8
Pipeta recomendada	Monocanal / 12 canales	8 canales	Monocanal	Monocanal / 12 canales
Volumen de depósito (µl)	30 – 35 / 10 – 15	30 – 35 / 10 – 15	2 x 250 + marcador / 3 x 75 y 2 x 115	30 – 35 / 10 – 15
Número de muescas para peines	8	12	2	8
Número de peines incluidos (espesor 1 mm)	4	6	2	8
Tipos de peines dobles reversibles incluidos	12 + 1 / 24 + 1	8 + 1 / 16 + 1	2 / 5 + marcadores	12+1 / 24+1
Número máximo de depósitos	192 / marcadores	192 / marcadores	2 / 5 + marcadores	192 / marcadores
Código color	Turquesa	Azul	Naranja	Amarillo
Ref. unid. completa	**038415**	**038416**	**038417**	**039080*** **038418****
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -** **NC -**
Ref. kit Multicaster + RunOne	**035459**	**035460**	**035461**	**035462B*****
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. bandeja de recambio	**035468**	**035468**	**035469**	**035469**
€ 2 unid.	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. peine	**038449**	**039033**	**039070**	**039071**
€ 2 unid.	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Se suministra con 2 peines ** Se suministra con 8 peines *** Se suministra con el sistema de preparación RunOne de 6 compartimentos y una placa de visualización roja


Peines reversibles para RunOne


Peine T-Blue:
Se utiliza cuando se preparan tres geles, uno en el recipiente grande y los otros dos en los pequeños.

Reversible :
+ una cara de 1,5 mm de grosor: 25/12/12 dientes ;
+ una cara de 1 mm de grosor: 17/8/8 dientes

Peine T-Ambar:

Preparación. Reversible :
+ una lado de 1 mm de espesor 25/12/12 pocillos;
+ una lado de 1 mm de espesor , 10+2 pocillos, 2+2 pocillos preparatorios, 1+2 pocillos preparatorios.





Ref.	Descripción	€
039075	Peine reversible T-Azul (2 uni.)	**NC -**
039076	Peine reversible T-Ambar (2 uni.)	**NC -**
039077	Peine reversible T-Azul + peine reversible T-Ambar	**NC -**

Geles preparados EMBITEC

- Sistema de geles preparados de agarosa al 1% y TAE teñido con GelGreen (alternativa BET no mutagénica y no citotóxica)
- Separación de fragmentos de 600 a 10 000 pb
- Espesor del gel de 6 mm
- Puede utilizarse con la cubeta RunOne
- El GelGreen permite un sistema LED revelador y un procedimiento de tratamiento de residuos simplificado (eliminación con residuos biológicos)

Astucia

Vea todos sus geles sin UV: Minitransiluminadores, tablets de LED, transiluminadores de LED y analizadores de imágenes: ver páginas 198 a 200.

Encuentre los geles prefabricados compatibles con RunOne en nuestros sitios web

Dimensiones del gel (cm)	Apaisada 11,7 x 5,6 cm	Medium 11,7 x 8,9 cm	Apaisada 11,7 x 5,6 cm	Retrato 6,5 x 9,5 cm	Retrato 6,5 x 9,5 cm
Formato de pocillos	12 + 1	5 + 2	24 + 1	10	5 + 1
Espesor de pocillos	1 mm	1,5 mm	1 mm	1 mm	1,5 mm
Volumen por pocillo	30 µl	3 x 75 µl / 2 x 112 µl	11 µl	15 µl	70 µl
Compatibilidad multicanal	Formato 12 canales	No	Formato 12 canales	No	No
Envase	10 geles/caja	5 geles/caja	10 geles/caja	10 geles/caja	10 geles/caja
Ref.	**039090**	**039091**	**039092**	**039093**	**039094**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB