Cámara de electroforesis MUPID-ONE



Ref.	Descripción	€
088900	MUPID-ONE cubeta y generador 230 V (suministrada completa con tapa, bandejas, peines y preparador de geles)	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
088902	Cubeta para MUPID-ONE	NC -
088903	Tapa transparente para MUPID-ONE (183 x 59 x 162 mm)	NC -
523271	Generador para MUPID-ONE	NC -
088990	Kit de preparación de gel (2 bandejas pequeñas, 1 bandeja grande, 4 peines, un preparador de gel)	NC -
088991	Bandeja grande para MUPID-ONE (2 uni.)	NC -
088992	Bandeja pequeña para MUPID-ONE (4 uni.)	NC -
088993	Preparador de gel para MUPID-ONE	NC -
088994	Peine para MUPID-ONE 13 ó 26 pocillos (2 uni.)	NC -



Cubetas

- Puede utilizarse con pipetas multicanal: distancia entre los pocillos de 9 mm o para 13 muestras o de 4,5 mm para 26 muestras
- El material utilizado para la cubeta permite la observación directa de las muestras bajo luz UV: transmisión del 50% a 254 nm y del 80% a 312 nm
- L x Al x an: 183 x 59 x 162 mm
- Volumen de tampón : 300 - 330 ml

Bandejas

- Bandeja de 12 cm de longitud, suministrada de serie con dos bandejas de 6 cm de longitud de migración
- Dimensiones gran modelo : 130 x 24 x 122 mm
- Dimensiones pequeño modelo : 130 x 16,5 x 59,5 mm

Generadores

- Voltaje 100 a 240 V AC, compatibilidad internacional, 50-60 Hz / Tensión de salida : 135, 100, 50 ó 25 V
- Sensor de seguridad : Fotosensor que detecta la presencia de la tapa
- Temporizador: programable de 0 a 99 minutos o funcionamiento continuo
- Función de memoria: se memoriza el tiempo y la tensión de la última migración
- Peso: 410 g
- Dimensiones: 75 x 62 x 170 mm

La cámara se suministra completa con cubeta, tapa, generador, 4 peines, 2 bandejas pequeñas, 1 bandeja grande y 1 preparador de gel.
Con interruptor de encendido/apagado en la parte trasera del dispositivo.

Transiluminador LED especial MUPID

- Tapa del transiluminador, se ajusta al recipiente MUPID durante la migración, compatible con la mayoría de las tinciones de ácidos nucleicos
- Para la visualización del ADN durante la electroforesis de migración en tiempo real, sin degradación del ADN
- Alta sensibilidad : 2 ng
- Diseño de filtro antivaho
- Filtro ámbar, luz azul 470 nm
- Dimensiones: 166 x 170 x 51 mm / tamaño de la ventana : 150 x 60 mm
- Compatible con sistemas Mupid
- Peso: 0,96 kg
- DC 24 V/1,25 A

Ref.	Descripción	€
523265	Transiluminador para Mupid	NC -

Astucia

Vea todos sus geles sin UV: Minitransiluminadores, tablets de LED, transiluminadores de LED y analizadores de imágenes: ver páginas 198 a 200.

Sistema de electroforesis ES-mini


NUEVO



Sistema de electroforesis completo para una electroforesis horizontal fácil y rápida.

Se entrega completo con :

+ uns cubeta con tapa de seguridad
+ un generador
+ 2 kits de colado de gel / bandejas de migración para gel estándar (10,5 x 6 cm)
+ 4 kits de vaciado de gel / bandejas de migración para minigel (5 x 6 cm)
+ 1 peine reversible de 22 o 12 dientes, espesor 1 mm
+ 1 peine reversible de 18 o 12 dientes, espesor 1 mm





Voltaje (V)	35, 50 ó 100
Temporizador (min)	1 A 99 o continuo
Volumen de tampón(ml)	250-300
Tamaño de geles (cm)	5 x 6 o 10,5 x 6
Dimensiones internas del depósito (mm)	120 x 110 x 45
Dimensiones de Sistema (mm)	190 x 130 x 55
Peso (kg)	0,45
Ref.	531600
€	NC -