Cubetas de electroforesis horizontal ClearSub


- Cubeta moldeada por inyección, duradero y a prueba de fugas, diseñado para minimizar el volumen de tampón necesario
- Cada sistema se suministra con: una cubeta de electroforesis, una tapa de seguridad, una o dos (modelo DUO) o tres (modelo TRIO) bandejas de colada, dos peines, guías de deposición y las paredes de colada para transformar la bandeja en un sistema de colada
- Varios peines opcionales
- 4 tamaños disponibles :
- ClearSub S : para geles de 7 cm de ancho (hasta 64 muestras)
- ClearSub M: para geles de 10 cm de ancho (hasta 100 muestras)
- ClearSub L: para geles de 15 cm de ancho (hasta 210 muestras)
- ClearSub XL: para geles de 20 cm de ancho (hasta 450 muestras)

Nuestra Selección

+ productos en nuestras WEB

NUEVO

Sistema ClearSub S



- Para geles de tamaño 7 x 7 y/ó 7 x 10 cm

	ClearSub S7	ClearSub S10	ClearSub SDUO
Número de muestras máx	32	64	32 ; 64
Tamaño de geles / número de bandejas suministradas	7 x 7 cm / 1	7 x 10 cm / 1	7 x 7 cm /1 ; 7 x 10 cm / 1
Peines incluidos	2 peines de 8 dientes, espesor 1 mm		
Número máximo de peines por bandeja	2	4	2 ; 4
Volumen de tampón(ml)	225		
Condiciones de migración típica	80 V, 45 - 60 minutos		
Dimensiones del sistema (cm)	21 x 9 x 9		
Potencia eléctrica máx. (W)	10		
Ref.	257281	257282	257283
€	NC -	NC -	NC -

Peines para ClearSub S

	Grosor de dientes : 0,75 mm			Grosor de dientes : 1 mm			Grosor de dientes : 1,5 mm			Grosor de dientes : 2 mm		
Número de dientes	Volumen de muestra (µl)	Ref.	€	Volumen de muestra (µl)	Ref.	€	Volumen de muestra (µl)	Ref.	€	Volumen de muestra (µl)	Ref.	€
1	152	257323	NC -	203	257324	NC -	304	257325	NC -	405	257329	NC -
2	68	257343	NC -	90	257344	NC -	135	257345	NC -	180	257346	NC -
4	36	257347	NC -	48	257348	NC -	72	257349	NC -	96	257350	NC -
8	19	257326	NC -	25	257330	NC -	37	257334	NC -	50	257338	NC -
10	14	257327	NC -	18	257331	NC -	27	257335	NC -	36	257339	NC -
12	10	257332	NC -	14	257336	NC -	20	257340	NC -	27	257342	NC -
16	7	257328	NC -	10	257333	NC -	15	257337	NC -	20	257341	NC -

Sistema ClearSub M



- Geles de tamaño 10 x 7 cm y/ó10 x 10 cm

	ClearSub M7	ClearSub M10	ClearSub MDUO
Número de muestras máx	50	100	50 ; 100
Tamaño de geles / número de bandejas suministradas	10 x 7 cm / 1	10 x 10 cm / 1	10 x 7 cm / 1 ; 10 x 10 cm / 1
Peines incluidos	2 peines de 16 dientes, espesor 1 mm		
Número máximo de peines por bandeja	2	4	2 ; 4
Volumen de tampón (ml)	300		
Condiciones de migración típica	90 V, 45-60 minutos		
Dimensiones del sistema (cm)	22 x 12,5 x 9		
Potencia eléctrica máx. (W)	20		
Ref.	257284	257285	257286
€	NC -	NC -	NC -

Peines para ClearSub M

	Grosor de dientes : 0,75 mm			Grosor de dientes : 1 mm			Grosor de dientes : 1,5 mm			Grosor de dientes : 2 mm		
Número de dientes	Volumen de muestra (µl)	Ref.	€	Volumen de muestra (µl)	Ref.	€	Volumen de muestra (µl)	Ref.	€	Volumen de muestra (µl)	Ref.	€
1	270	257351	NC -	360	257352	NC -	540	257353	NC -	720	257354	NC -
2	118	257364	NC -	158	257365	NC -	236	257371	NC -	315	257372	NC -
4	57	257378	NC -	77	257379	NC -	115	257380	NC -	153	257381	NC -
8	30	257355	NC -	41	257359	NC -	61	257366	NC -	81	257373	NC -
10	20	257356*	NC -	27	257360*	NC -	41	257367*	NC -	54	257374*	NC -
12	17	257357	NC -	23	257361	NC -	34	257368	NC -	45	257375	NC -
16	12	257358	NC -	16	257362	NC -	24	257369	NC -	32	257376	NC -
20	10	257407	NC -	14	257363	NC -	20	257370	NC -	27	257377	NC -

* Compatible con micropipetas multicanal.