Cuba de electroforesis MultiSUB Cleaver Scientific

Cubeta MultiSUB screen

Modelo	MultiSUB screen 32	MultiSUB screen 24	MultiSUB screen 16	MultiSUB screen TRIO
Dim. del sistema L x An x Al (cm)	50 x 28 x 9			
Capacidad para circulación (ml)	1400			
Potencia eléctrica máx. (W)	70			
Distancia entre electrodos (cm)	45,8			
Componentes del set	"Cubeta de electroforesis, tapa de seguridad, bandejas de preparación, peines, guías de carga, barrera de preparados"			
Dim. de los geles, con andejas incluidas	26 x 32	26 x 24	26 x 16	26 x 32 26 x 24 26 x 16
Ranuras de peines	12	9	6	12 / 9 / 6
Capacidad máx. de muestras	672	504	336	672 / 504 / 336
Peines incluidos	6 peines MC 28 dientes 1 mm			
Ref.	**263192**	**263193**	**263194**	**263195**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
263221	Pala de trasvase para MultiSUB screen	**NC -**

Peines MC para MultiSUB screen

Ref.	Número de dientes	Espesor (mm)	Carga de volumen recomendado para geles de 5 mm (µl)	€
263196	28	0,75	25	**NC -**
263197	56	0,75	10	**NC -**
263198	28	1	34	**NC -**
263199	56	1	14	**NC -**
263200	28	1,5	51	**NC -**
263201	56	1,5	20	**NC -**
263202	28	2	68	**NC -**
263203	56	2	27	**NC -**



