Cubeta horizontal Midigel XL



Ref.	Descripción	€
049416	Cubeta Minigel XL completa	**NC -**
049427	Bandeja transparente a rayos UV 15 x 17 cm (1 a 6 peines)	**NC -**
049428	Bandeja transparente a rayos UV 15 x 12 cm (1 a 4 peines)	**NC -**
049429	Bandeja transparente a rayos UV 15 x 7 cm (1 a 2 peines)	**NC -**
049003	Juego de cables	**NC -**
049004	Sistema separado de preparación de geles con nivel y pies regulables	**NC -**

Tamaño de gel: 15 x 17 cm.

- Volumen de tampón : 1200 ml
- Número máximo de muestras: 192 (con 6 peines)
- Dimensiones: 32 x 23 x 9 cm
- Para geles de tamaño estándar de 17, 12 y 7 cm de longitud según la gradilla utilizada
- Para el screening PCR y RFLP
- Para aplicaciones analíticas o preparatorias sobre ácidos nucleicos, fragmentos de restricción en gel de agarosa
- Bandeja porta geles de 15 x 17 cm con 6 ranuras para la inserción de peines
- Bandeja porta geles 15 x 12 cm con 4 muescas
- Bandeja porta geles de 15 x 7 cm con 2 muescas
- Las bandejas de soporte son transparentes a los rayos UV y están equipadas con paredes deslizantes para el preparado de gel
- Los peines de 16 y 32 dientes son compatibles con las pipetas multicanal
- Peines preparatorios disponibles
- Pies ajustables en altura y nivel de burbuja incorporado
- Tiras rojas para visualizar los depósitos
- El depósito se entrega completo

Generadores sugeridos

+ PS 304 : 300 voltios - 400 mA - 120 vatios
+ PS 305 : 300 voltios - 500 mA - 150 vatios con temporizador y Gel Saver
+ PS 503 : 500 voltios - 300 mA - 150 vatios con temporizador y Gel Saver

La cubeta se entrega con :

+ bandeja porta geles extraíble 15 x 17 cm transparente a los UV ;
+ 2 paredes extraíble para el preparado directo de los geles;
+ un peine, espesor 2 mm, 27 dientes, volumen 32 µl ;
+ tapa de seguridad ;
+ juego de cables;
+ Manual de uso.

