
Sistema de electroforesis y visualización simultánea InstaView

- Sistema de electroforesis acoplado a un transiluminador para controlar la migración en tiempo real
- Geles de tamaño 10,5 x 10 cm o 10,5 x 6cm (12 o 22 pocillos)
- Para ver los colorantes verdes como Midori Green, Gel Green y EmeraldDye
- Transiluminador con LED azul de 465 nm y filtro ámbar, seguro para la muestra y el usuario
- Incluye una cámara oscura para tomar fotos con un smartphone
- Disponible con generador de tensión ajustable (35,5 o 100 V) y temporizador (hasta 99 minutos) (Ref. 062876)

Entregado con :

+ cubeta y tapa
+ dos bandejas (10,5 x 6 cm et 10,5 x 10 cm)
+ dos peines de doble cara con 12 y 22 dientes
+ transiluminador LED azul de 590 nm con filtro ámbar
+ cámara oscura compatible con smartphone



Ref.	Descripción	€
062876	Sistema de electroforesis completo con sistema de visualización con generador	NC -
062877	Sistema de electroforesis con sistema de visualización, sin generador	NC -





Cámara de electroforesis vertical OmniPage

- Disponible en 3 tamaños
- Construcción moldeada por inyección, duradera, y a prueba de fugas
- Electrodos de platino con conectores chapados en oro, fácilmente sustituible
- Peines MC para utilizar con pipetas multicanal
- Procesa hasta 4 geles a la vez

Modelo	OmniPage Mini	OmniPage Mini-Wide	OmniPage Wave
Dim.(An x Pr x Al) (mm)	190 x 130 x 150	260 x 160 x 160	300 x 180 x 270
Vol. tampón (min/máx) (ml)	250 / 1200	600 / 2800	1200 / 5600
Contenido del pack	1 cámara de electroforesis, 1 tapa, 2 placas de vidrio con espaciadores grosor 1 mm, 1 placa externa de vidrio, 2 peines, 1 base de preparación, 1 refrigerador para solución tampón		
Dim. places (an x al) (cm)	10 x 10	20 x 10	20 x 20
Dim. gel (an x al) (cm)	7,5 x 8	18 x 8	16 x 17
No. de muestras max. / gel	20	48	48
No. de muestras máx. tot.	80	192	192
Peines incluidos	12 dientes Grosor: 1 mm	24 dientes Grosor: 1 mm	24 dientes Grosor: 1 mm
Ref.	263246	263247	263248
€	NC -	NC -	NC -



Peines MC para OmniPage Mini-Wide y Wave

Ref.	Número de pocillos	Espesor (mm)	Volumen/pocillos (µl)	€
263257	18	0,75	40	NC -
263258	36	0,75	20	NC -
263259	18	1	50	NC -
263260	36	1	25	NC -
263261	18	1,5	80	NC -
263262	36	1,5	40	NC -
263263	18	2	100	NC -
263264	36	2	50	NC -

Peines MC para OmniPage Mini

Ref.	Número de pocillos	Espesor (mm)	Volumen/pocillos (µl)	€
263249	8	0,75	40	NC -
263250	16	0,75	20	NC -
263251	8	1	60	NC -
263252	16	1	25	NC -
263253	8	1,5	80	NC -
263254	16	1,5	40	NC -
263255	8	2	120	NC -
263256	16	2	50	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB